

Waist and abdomen massager

Instructions

 Danger	
Do not use it at the same time as other medical electronic devices, such as pacemakers artificial hearts and lungs and other life-sustaining medical electronic devices, electrocardiographs and other medical electronic devices, otherwise it will cause danger. If the patient uses both high-frequency surgical equipment and massagers, burns may be caused at the massager blade position and may damage the massager: if the massager is used near the shortwave or microwave massage equipment (1 meter), the output of the massager may be unstable, and the use of electrodes close to the chest increases the risk of cardiac fibrillation.	
 Danger	
Pregnant women and women who have menstruation, sensitive skin, heart disease, abnormal blood pressure, malignant tumors, cerebrovascular patients, acute patients or other patients who are receiving medical treatment must consult a doctor before using this product, and do not use it if you are sensitive to electricity.	
1. Do not use near the heart, head, mouth or genitals, skin diseases and other parts. 2. Contraindicated in patients with impaired skin perception or in patients who are not sensitive to heat 3. This product cannot be used in high heat, flammable, electromagnetic radiation, humid places. 4. It is forbidden to use when bathing, sweating, and sleeping.	
Do not disassemble, repair and modify the massager without authorization it will cause malfunction or electric shock.	
 Be careful	
1. Do not move the massager during use, when changing the massage part, it should be turned off before use, otherwise there will be strong stimulation. 2. Do not use it on children or people without the ability to express consciousness. 3. If you feel unwell due to the use of this product, please stop using it immediately and consult a doctor. 4. Please turn off the power when not using the product. 5. Do not use this product beyond the scope.	

Operation and use method

002



004



1.002 How to turn on

- ✧ Plug in the Android mobile phone data cable. After power on, the instrument enters the standby state, and the red light indicator is always on.
- ✧ Long press the "switch" key on the instrument for 1 second to start the machine, the instrument starts to work, the blue indicator is always on, and turn on frequency conversion vibration massage and infrared physiotherapy.
- ✧ The intensity of frequency conversion vibration massage and infrared physiotherapy is divided into three grades, which will be automatically adjusted to the highest grade after startup. After startup, briefly press the "switch" key to adjust the gear.
- ✧ Press and hold the "switch" key on the instrument for 1 second to turn it off.

2.002 How to connect the power supply

- ✧ Please use the USB charging cable provided with the instrument to connect the mobile phone charger or charging treasure (the output voltage is 5V and the current is not greater than 1.5A). After power on, the red light is on and the blue light is on after work.

3.002 Why doesn't the product have a charging adapter

- ✧ The product supports universal Android USB data cable
- ✧ Support the standard universal mobile phone adapter and powerbank on the market.
(Note: Output Voltage 5V, output current > 500mA, recommended output current > = 1a)

1.004 How to turn on

- ✧ Plug in the Android mobile phone data cable. After power on, the instrument enters the standby state, and the red light indicator is always on.
- ✧ Press the "switch" key on the instrument to start up, the instrument starts to work, the blue indicator light is always on, starts vibration massage, left and right massage, frequency conversion vibration.
- ✧ Press the "switch" key on the instrument to shut down.
- ✧ During use, press the "+" key once to increase the strength by one gear, Each time you press the "-" key, the strength will be reduced by one gear. There are 3 gears in total. Please choose your own comfort intensity.

2.004 How to connect the power supply

- ✧ Please use the USB charging cable provided with the instrument to connect the mobile phone charger or charging treasure (the output voltage is 5V and the current is not greater than 1.0A). After power on, the red light of the indicator is on and the blue light is on after work.

3.004 Why doesn't the product have a charging adapter

- ✧ The product supports universal Android USB data cable
- ✧ Support the standard universal mobile phone adapter and powerbank on the market.
(Note: Output Voltage 5V, output current > 500mA, recommended output current > = 1a)

Fonctionnement et mode d' utilisation

002



004



1.002 Comment activer

- ✗ Branchez le câble de données du téléphone mobile Android. Après la mise sous tension, l'instrument passe en veille et le voyant rouge est toujours allumé.
- ✗ Appuyez longuement sur la touche "interrupteur" de l'instrument pendant 1 seconde pour démarrer la machine, l'instrument commence à fonctionner, l'indicateur bleu est toujours allumé et le massage par vibration de conversion de fréquence est allumé et la physiothérapie infrarouge.
- ✗ L'intensité de la conversion de fréquence, du massage par vibration et de la physiothérapie infrarouge est divisée en trois grades, qui seront automatiquement ajustés à la note la plus élevée après le démarrage. Après démarrage, appuyez brièvement sur la touche "interrupteur" pour régler la vitesse.
- ✗ Appuyez sur la touche "interrupteur" de l'instrument et maintenez-la enfoncée pendant 1 seconde pour l'éteindre.

2.002 Comment connecter l'alimentation électrique

- ✗ Veuillez utiliser le câble de charge USB fourni avec l'instrument pour connecter le téléphone portable chargeur ou trésor de charge (la tension de sortie est de 5V et le courant n'est pas supérieur à 1.5A). Après la mise sous tension, le voyant rouge est allumé et le voyant bleu est allumé après le travail.

3.002 Pourquoi le produit n'a-t-il pas d'adaptateur de charge ?

- ✗ Le produit prend en charge le câble de données USB Android universel
- ✗ Prend en charge l'adaptateur de téléphone portable universel standard et la banque d'alimentation sur le marché. (Remarque : tension de sortie 5 V, courant de sortie > 500 mA, courant de sortie recommandé >= 1 a)

1.004 Comment activer

- ✗ Branchez le câble de données du téléphone mobile Android. Après la mise sous tension, l'instrument passe en veille et le voyant rouge est toujours allumé.
- ✗ Appuyez sur la touche « interrupteur » sur le versement pour démarrer, l'instrument commence à fonctionner, l'indicateur bleu La lumière est toujours allumée, démarre le massage par vibration, le massage gauche et droit, la vibration de conversion de fréquence.
- ✗ Appuyez sur la touche « interrupteur » de l'instrument pour l'éteindre.
- ✗ Pendant l'utilisation, appuyez une fois sur la touche « + » pour augmenter la force d'une vitesse, chaque fois que vous appuyez sur la touche « — », la force sera réduite d'un engrenage. Il y a 3 vitesses au total. S'il vous plaît choisir votre propre intensité de confort.

2.004 Comment connecter l'alimentation électrique

- ✗ Veuillez utiliser le câble de charge USB fourni avec l'instrument pour connecter le téléphone portable chargeur ou trésor de charge (la tension de sortie est de 5 V et le courant n'est pas supérieur à 1.0 A). Après la mise sous tension, le voyant rouge de l'indicateur est allumé et le voyant bleu est allumé après le travail.

3.004 Pourquoi le produit n'a-t-il pas d'adaptateur de charge ?

- ✗ Le produit prend en charge le câble de données USB Android universel
- ✗ Prend en charge l'adaptateur de téléphone portable universel standard et la banque d'alimentation sur le marché. (Remarque : tension de sortie 5V, courant de sortie >500mA, courant de sortie recommandé >=1a)

Funktions- und Verwendungsmethode

002



004



1.002 So schalten Sie es ein

- ✗ Schließen Sie das Datenkabel des Android-Mobiltelofns an. Nach dem Einschalten wechselt das Gerät in den Standby-Modus und die rote Lichtanzeige leuchtet immer.
- ✗ Halten Sie die "Switch"-Taste am Gerät 1 Sekunde lang gedrückt, um das Gerät zu starten, das Gerät beginnt zu arbeiten, die blaue Anzeige leuchtet immer, und TUM schaltet Frequenzumwandlungs-Vibrationsmassage ein und Infrarot-Physiotherapie.
- ✗ Die Intensität der Frequenzkonversions-Vibrationsmassage und der Infrarot-Physiotherapie ist unterteilt in drei Stufen, die nach dem Start automatisch auf die höchste Güte eingestellt werden. Nach Drücken Sie kurz die "Switch"-Taste, um den Gang einzustellen.
- ✗ Halten Sie die "Schalter"-Taste am Instrument 1 Sekunde lang gedrückt, um es auszuschalten.

2.002 So schließen Sie das Netzteil an

- ✗ Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel, um das Mobiltelefon anzuschließen Ladegerät oder Ladeschatz (die Ausgangsspannung beträgt 5 V und der Strom ist nicht größer als 1.5 A). Nach dem Einschalten leuchtet das rote Licht und nach der Arbeit leuchtet das blaue Licht.

3.002 Warum hat das Produkt keinen Ladeadapter?

- ✗ Das Produkt unterstützt universelle Android-USB-Datenkabel
- ✗ Unterstützen Sie den Standard-Universal-Handyadapter und die Powerbank auf dem Markt. (Hinweis: Ausgangsspannung 5V, Ausgangsstrom >500mA, empfohlener Ausgangsstrom >=1A)

1.004 So schalten Sie es ein

- ✗ Schließen Sie das Datenkabel des Android-Mobiltelofns an. Nach dem Einschalten wechselt das Gerät in den Standby-Modus und die rote Lichtanzeige leuchtet immer.
- ✗ Drücken Sie die "Schalter"-Taste am Gerät, um das Gerät zu starten, das Gerät beginnt zu arbeiten, die blaue Anzeige leuchtet Das Licht ist immer an, startet die Vibrationsmassage, die linke und rechte Massage, die Frequenzumwandlungsvibration.
- ✗ Drücken Sie die "Schalter"-Taste am Gerät, um das Gerät herunterzufahren.
- ✗ Drücken Sie während des Gebrauchs einmal die Taste "+", um die Stärke um einen Gang zu erhöhen. Jedes Mal, wenn Sie die Taste "-" wird die Stärke um einen Gang reduziert. Insgesamt gibt es 3 Gänge. Bitte wählen Sie Ihre eigenen Intensität.

2.004 So schließen Sie das Netzteil an

- ✗ Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel, um das Mobiltelefon anzuschließen Ladegerät oder Ladeschatz (die Ausgangsspannung beträgt 5 V und der Strom ist nicht größer als 1.0 A). Nach dem Einschalten leuchtet das rote Licht der Anzeige und das blaue Licht nach der Arbeit.

3.004 Warum hat das Produkt keinen Ladeadapter?

- ✗ Das Produkt unterstützt universelle Android-USB-Datenkabel
- ✗ Unterstützen Sie den Standard-Universal-Handyadapter und die Powerbank auf dem Markt. (Hinweis: Ausgangsspannung 5V, Ausgangsstrom > 500mA, empfohlener Ausgangsstrom >= 1A)

Modalità di funzionamento e utilizzo

002



004



1.002 Come accendere

- ※ Collegare il cavo dati del telefono cellulare Android. Dopo l'accensione, lo strumento entra in standby stato e l'indicatore luminoso rosso è sempre acceso.
- ※ Premere a lungo il tasto "interruttore" sullo strumento per 1 secondo per avviare la macchina, lo strumento inizia a funzionare, l'indicatore blu è sempre acceso e attiva il massaggio a vibrazione a conversione di frequenza e fisioterapia a infrarossi.
- ※ L'intensità del massaggio vibrazionale a conversione di frequenza e della fisioterapia a infrarossi è divisa in tre gradi, che verranno automaticamente regolati al grado più alto dopo l'avvio. Dopo all'avvio, premere brevemente il tasto "interruttore" per regolare la marcia.
- ※ Tenere premuto il tasto "interruttore" sullo strumento per 1 secondo per spegnerlo.

2.002 Come collegare l'alimentatore

- ※ Si prega di utilizzare il cavo di ricarica USB fornito con lo strumento per collegare il telefono cellulare caricabatterie o tesoro di ricarica (la tensione di uscita è di 5 V e la corrente non è superiore a 1.5 A). Dopo l'accensione, la luce rossa è accesa e la luce blu è accesa dopo il lavoro.

3.002 Perché il prodotto non dispone di un adattatore di ricarica

- ※ Il prodotto supporta il cavo dati USB Android universale
- ※ Supporta l'adattatore universale standard per telefoni cellulari e powerbank sul mercato.
(Nota: tensione di uscita 5 V, corrente di uscita > 500 mA, corrente di uscita consigliata > = 1 a)

1.004 Come accendere

- ※ Collegare il cavo dati del telefono cellulare Android. Dopo l'accensione, lo strumento entra in standby stato e l'indicatore luminoso rosso è sempre acceso.
- ※ Premere il tasto "interruttore" sul pulsante per avviare, lo strumento inizia a funzionare, l'indicatore blu La luce è sempre accesa, avvia il massaggio a vibrazione, il massaggio sinistro e destro, la vibrazione di conversione di frequenza.
- ※ Premere il tasto "interruttore" sullo strumento per spegnerlo.
- ※ Durante l'uso, premere una volta il tasto "+" per aumentare la forza di una marcia, ogni volta che si preme il tasto "-", la forza sarà ridotta di una marcia. Ci sono 3 marce in totale. Si prega di scegliere il vostro propria intensità comfor .

2.004 Come collegare l'alimentatore

- ※ Si prega di utilizzare il cavo di ricarica USB fornito con lo strumento per collegare il telefono cellulare caricabatterie o tesoro di ricarica (la tensione di uscita è 5 V e la corrente non è superiore a 1.0 A). Dopo l'accensione, la luce rossa dell'indicatore è accesa e la luce blu è accesa dopo il lavoro.

3.004 Perché il prodotto non dispone di un adattatore di ricarica

- ※ Il prodotto supporta il cavo dati USB Android universale
- ※ Supporta l'adattatore universale standard per telefoni cellulari e powerbank sul mercato.
(Nota: tensione di uscita 5 V, corrente di uscita > 500 mA, corrente di uscita consigliata > = 1 a)

Funcionamiento y método de uso

002



004



1.002 Cómo encender

- ※ Conecte el cable de datos del teléfono móvil Android. Después de encenderlo, el instrumento entra en el modo de espera y el indicador de luz roja siempre está encendido.
- ※ Mantenga presionada la tecla "interruptor" en el instrumento durante 1 segundo para iniciar la máquina, el instrumento comienza a funcionar, el indicador azul siempre está encendido y el masaje de vibración de conversión de frecuencia y fisioterapia infrarroja.
- ※ La intensidad de la conversión de frecuencia, el masaje de vibración y la fisioterapia infrarroja se dividen en tres grados, que se ajustarán automáticamente al grado más alto después del inicio. Después arranque, presione brevemente la tecla "Interruptor" para ajustar el engranaje.
- ※ Mantenga presionada la tecla "interruptor" en el instrumento durante 1 segundo para apagarlo.

2.002 Cómo conectar la fuente de alimentación

- ※ Utilice el cable de carga USB provisto con el instrumento para conectar el teléfono móvil cargador o tesoro de carga (el voltaje de salida es de 5 V y la corriente no es superior a 1.5 A). Después del encendido, la luz roja está encendida y la luz azul está encendida después del trabajo.

3.002 ¿Por qué el producto no tiene un adaptador de carga?

- ※ El producto es compatible con el cable de datos USB universal de Android
- ※ Admite el adaptador universal estándar para teléfonos móviles y el banco de energía en el mercado.
(Nota: voltaje de salida de 5 V, corriente de salida > 500mA, corriente de salida recomendada >=1 a)

1.004 Cómo encender

- ※ Conecte el cable de datos del teléfono móvil Android. Después de encenderlo, el instrumento entra en el modo de espera y el indicador de luz roja siempre está encendido.
- ※ Presione la tecla "interruptor" en el inslrment para comenzar, el instrumento comienza a funcionar, el indicador azul La luz siempre está encendida, comienza el masaje de vibración, el masaje izquierdo y derecho, la vibración de conversión de frecuencia.
- ※ Presione la tecla "interruptor" en el instrumento para apagarlo.
- ※ Durante el uso, presione la tecla "+" una vez para aumentar la fuerza en un engranaje, cada vez que presione el botón "_", la fuerza se reducirá en una marcha. Hay 3 marchas en total. Por favor, elija su propia intensidad de comfor.

2.004 Cómo conectar la fuente de alimentación

- ※ Utilice el cable de carga USB provisto con el instrumento para conectar el teléfono móvil cargador o tesoro de carga (el voltaje de salida es de 5 V y la corriente no es superior a 1.0 A). Después del encendido, la luz roja del indicador se enciende y la luz azul se enciende después del trabajo.

3.004 ¿Por qué el producto no tiene un adaptador de carga?

- ※ El producto es compatible con el cable de datos USB universal de Android
- ※ Admite el adaptador universal estándar para teléfonos móviles y el banco de energía en el mercado.
(Nota: voltaje de salida de 5 V, corriente de salida >500 mA, corriente de salida recomendada >=1 a)

操作と使用方法



1.002 オンにする方法

※Android携帯電話のデータケーブルを差し込みます。電源を入れると、機器はスタンバイ状態になります状態であり、赤色のライトインジケータは常に点灯しています。

※機器の「スイッチ」キーを1秒間長押しして、機械、機器を起動します動作を開始し、青いインジケータが常に点灯し、周波数変換振動マッサージをオンにしますそして赤外線理学療法。

※周波数変換振動マッサージと赤外線理学療法の強度は分かれています3つのグレードに分けられ、起動後に自動的に最高グレードに調整されます。後起動したら、「スイッチ」キーを短く押してギアを調整します。

※機器の「スイッチ」キーを1秒間押し続けると、電源が切れます。

2.002 電源の接続方法

※携帯電話の接続には、機器に付属のUSB充電ケーブルを使用してください(充電器または充電宝物(出力電圧は5Vで、電流は1.5A以下)。電源を入れると、作業後に赤いライトが点灯し、青いライトが点灯します。

3.002 製品に充電アダプターがないのはなぜですか

※本製品はユニバーサルAndroid USBデータケーブルに対応しています

※市場に出回っている標準のユニバーサル携帯電話アダプターとパワーバンクをサポートします。
(注:出力電圧5V、出力電流>500mA、推奨出力電流>=1a)

1.004 オンにする方法

※Android携帯電話のデータケーブルを差し込みます。電源を入れると、機器はスタンバイ状態になります状態であり、赤色のライトインジケータは常に点灯しています。

※インスレーションの「スイッチ」キーを押して起動すると、機器が動作し始め、青いインジケータ
が表示されます。ライトは常に点灯し、振動マッサージ、左右のマッサージ、周波数変換振動を開始
します。

※機器の「スイッチ」キーを押すとシャットダウンします。

※使用中に「+」キーを1回押すと、1ギアずつ強度が上がります。「-」キーを押すと、強度が1ギア低下します。ギアは全部で3つ。お選びください自身のcomforの強さ。

2.004 電源の接続方法

※機器に付属のUSB充電ケーブルを使用して携帯電話を接続してください充電器または充電宝物（出力電圧は5Vで、電流は1.0A以下）。電源を入れると、インジケータの赤いライトが点灯し、作業後に青いライトが点灯します。

3.004 製品に充電アダプターがないのはなぜですか

※本製品はユニバーサルAndroid USBデータケーブルに対応しています

※市場に出回っている標準のユニバーサル携帯電話アダプターとパワーバンクをサポートします。
(注:出力電圧5V、出力電流>500mA、推奨出力電流>=1a)

مادخت سال او لي غشت لاقيرط



لى غشت 1.002 ەى فى ك

يف نادالاً لخنت ، لي غشتلا دعب Android. ماظنب لم عي يذلا لوم حمل فتا مل تاناي لبك لي صوبت مق
اماء لي غشتلا ديق رمالاً عوضلا رشؤمو ، قلاجل داد عتسال عضو

أُصِيبَ قَاتِلًا ، زَاهِجًا لِي غُشْتِ عَدِيلٍ نِثَاثٌ 1 قَتَلَ زَاهِجًا لِي عِلْعَالٌ "لِي دَبَّتْ لِي" حَاتِفَتُمْ لِي عِلْعَالٌ قَلْبُ يَوْمٍ قَرَّتْ فَعَلَّ طَعْنُهَا
جَالَعًا لَوْ دَرَّتْ لِي وَحْتٌ زَاوَتْهَا كَيْ لَدَتْ لِي عَمُوتُو ، امْئَادُ لِي غُشْتِ لَدِيقٍ قَرَزَالًا رَشُومًا لَوْ ، لَمْعًا لِي فِ
ءَارِمْحَلٍ تَحْتَ عَشْرًا لِي أَبَى عِيْ بَطْلًا .

تاجرد ثالث إلى دارمحل تحت عيش آل أبي عبيد طال جال علو دردتا ليوحت زازتها اكي لدت قش مهرقت ※
تغل طغضا ، لي غشتا عذب دعب . لي غشتا عذب دعب جرد دعب إلى ايئ اقلت اهل يدحت متيس يتلاو
سررتا طبضل "ل يديتلا" - استغم دعب قزي جو قر

ملی غشت فاقی ال عیناٹ 1 قذمل زاہجلا یلع "لی دبتل" حاتفم یلع رارمتسالا عم طغضا ※

2.002 **ققاڤلا رڊصم لىصوت ءىفىك**

نحوته لزنك و ان حاش لوم حمل فتاها لى صوتل زاها ل عم قفرها USB ن حش لباك ما دخسا لى چرى
 عيضيو رمحالا عوضلا عيضي ، لى غش تلا دعب .(ريبم) 1.5 ن ع ديذ ل ال رايتلا و تلوف 5 چر خا (دهج
 لم عل دعب قورالا عوضلا

ن حش لوحم یل ع جتن مل ا یوت حی ال اذامل 3.002

Android مائزلی ملاءل USB تان ای ب ل ب اک جتن مل ام عدی ※

قوسلا يف ققاطلا كننبرو سايقل ايل اعل لوم حمل فتا ا لوم م عد *

(أ) ≥ 1 مب یصوملا جارخا رایت ، ریبم یللم $500 >$ جارخا رایت ، تلفو 5 جارخا دهج :ققحالم)

لى غشت ۱.004 ۱۰۰۴

فأدأل الخبت ، لي غشبتل دعب . Android ما ظرب لم عي يذلا لوم حمال فتالما تاناي لباك لي صوبت دق
امئاد لي غشبتل دق رمالا عوضلا رشومو ، قلألا دادعتسا لال عضو ف

قرزال رشوٴلما، لمعلل ٱف ٴالال اٱبٴ، لٱلٱشٱل اٱبل inslrment ٱف "لٱبٱل" اٱفم لٱل عٱٱلٱا
بٱرٱل لٱل وٱل زازٱلما، نٱل لٱل ورس لٱل اٱلٱلٱل، زازٱلما اٱلٱلٱل اٱل، لٱل اٱل اٱل وٱل

لي غشتا فاق يال زاهجا يلع دوجوملا "لتي دبتل" حاتفم يلع طغضا ※

طغضت قرم لك يف ، دحاو سرت راقمب قوقلا قدايزل قدحاو قزم "+" حاتمب يلدع طغضا ، مادختسا اءانثا *
ءاجرلا . عوم حمل يف سورب 3 كانه . دحاو سرت راقمب قوقلا ليلقبب مبيس ، "-" حاتمب رزلا يلدع اءيف
قفاتك قصا خلا روفوبوك رايت خلا

2.004 **عق اظلا ردصم لی صوت عی فی ك**

ن حش زنك وان حاش لوم حمل فتا مل لي صو تل زا هل عم قفر مل USB ن حش لبك ما دختسا اي چري *
رشو مل رحا عوضا ايضي ، لي غش تل دعب . (ري بم) 1.0 ن ع ديوي ال رايتل او تلوف 5 چر خا ده
لم عمل دعب قرا ل عوضا ايضي و

ن حش لوحم یل ع جتنملا یوت حی ال اذامل 3.004

Android واپس نہ لے سکتا ہے اور USB تار آپ کو یہاں تک کہتے ہیں کہ اسے دیکھیں: ✖

* قوسلایف قق اطلالک نین یس ایقلای مل اعلالوم حمل افتالالو حم عد

(أ) ≥ 1 هب یصومل جارخال رایت ، ریسم یللم $500 >$ جارخال رایت ، تلفوف 5 جارخال دهج : قظحالم