



User Manual

MULTIFUNCTIONAL

FACIAL SKIN CARE MASSAGER

Cleansing Rejuvenation Device

A facial beauty device with galvanic ion, heating, micro-vibration, and red light. This device aids in deep cleansing, rejuvenation, and facial lifting.

***Galvanic ionic:** Using the principle of a mild impulse current between the anode and cathode, it can soften and clean dirt and oil sebum deposits that lodge in the pores. This deep treatment acts as a natural cleanser that helps reduce pore size, and enriched charged oxygen ions activate nutrients to repair damaged skin.


***Micro Vibration:** Using physical vibration, and electric stimulation are both ways to increase elasticity and enhance cellular metabolism.

***Warm Massage:** Promotes absorption of skin-care products, helps makes skin texture tight and keeps the skin more elastic.

***Red Light:** 640nm-650nm red light deep into the dermis, helps stimulate new collagen and elastin growth and also reduces wrinkles and improves skin elasticity.


Cautions when using:

1. Press and hold the power button for 3 seconds to turn it on. It cannot be turned on when charging.
2. When using, hold the sensor strips on both sides of the wand, with the massage head in contact with the skin.
3. Please use it with a cotton pad when exporting the pores and remove the makeup remover or cleansing lotion with a cotton pad. Do not use it with facial cleanser/cleansing oil
4. This product uses micro-current ion technology. If you feel a small tingling sensation this is normal.
5. When using, do not stay in the same place for more than 3 seconds to avoid to skin irritation.




WARM CLEAN MODE

Warmth helps open the skin's pores, deep cleaning the skin to help electively refine the pores and aid in removing dark skin spots.



PHOTOTHERAPY MODE

Drive skin-care products deep into the skin, activating the cell's elasticity. Using the red light helps aid in making the skin whiter and smooths out the wrinkles.



SKIN LIFTING MODE

Promotes blood circulation, enhances skin elasticity and firming, and creates the best skin condition possible.



EYE CARE THERAPY MODE

Introduce eye cream or your favorite eye serum adequately, promote eye cream or eye serum absorption, achieve the maximum result of using your favorite eye care products.

Cautions:

1. Clean and rejuvenate, clean the dirt first and then use the cleanser (No need to use the device when cleaning face). Deep cleaning will pull the dirt from deep in the pores to the skin surface, and then wash the dirt with facial cleanser.
2. Each mode is timed for 4 minutes. After 4 minutes, it will enter standby mode. After 1 more minute, it will automatically shut down after no action.
3. When using, you need to hold the ion sensor strip on both sides of the fuselage and use the massage head to contact the skin to form a circuit. Please keep the skin moist when using otherwise, the device will not work properly.
4. If you use it on someone else's face, you need to contact the user's skin to form a circuit, otherwise, the device will not work properly.
5. Please use the device according to the length of time specified in the manual. Do not overuse it.



Product parameters

Product Name:	Photon Rejuvenation Wand
Model No:	W- 618
Product Size:	4.3*16.8cm
Product Weight:	About 90g
Package Contains:	1*device; 1*instruction manual, 1*USB cable
Input:	DC 3.7V/0.6A
Rated Voltage/ RatedCapacity:	3. 7V / 350mAH
Charging Time:	2-3 hours
Intensity:	3 levels
Country Of Origin:	China
Carried Standard:	GB4706.1-2005 GB-4706.15-2008

Note: In view of the consistent policy of continuous product improvement, the company reserves the right to improve product specifications, the actual product may vary.



Manual de usuario

MULTIEUNCIONAL

CUIDADO DE LA PIEL FACIALMASAJEADOR

Dispositivo de rejuvenecimiento limpiador
Dispositivo de belleza facial con iones galvánicos, calentamiento, microvibración y luz roja. Este dispositivo ayuda a la limpieza profunda, el rejuvenecimiento y el lifting facial.

*Iónico galvánico: utilizando el principio de una corriente de impulso suave entre el ánodo y el cátodo, puede suavizar y limpiar los depósitos de suciedad y sebo que se alojan en los poros. Este tratamiento profundo actúa como un limpiador natural que ayuda a reducir el tamaño de los poros, y los iones de oxígeno cargados enriquecidos activan los nutrientes para reparar la piel dañada.

*Microvibración: el uso de vibración física y estimulación eléctrica son formas de aumentar la elasticidad y mejorar el metabolismo celular.

*Masaje tibio: promueve la absorción de productos para el cuidado de la piel, ayuda a que la textura de la piel sea firme y la mantiene más elástica.


*Luz roja: La luz roja de 640 nm a 650 nm penetra profundamente en la dermis, ayuda a estimular el crecimiento de nuevo colágeno y elastina y también reduce las arrugas y mejora la elasticidad de la piel.

Precauciones al usar


1. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encenderlo. No se puede encender durante la carga.
2. Al utilizarlo, sujete las tiras del sensor en ambos lados de la varilla, con el cabezal de masaje en contacto con la piel.
3. Utilízalo con un algodón al exportar los poros y retira el desmaquillante o la loción limpiadora con un algodón. No lo utilices con limpiador facial/aceite limpiador.
4. Este producto utiliza tecnología de iones de microcorriente. Si sientes una pequeña sensación de hormigueo es normal.
5. Cuando lo utilices, no permanezcas en el mismo lugar durante más de 3 segundos para evitar la irritación de la piel.




MODO DE LIMPIEZA CALIENTE
El calor ayuda a abrir los poros de la piel, Limpieza profunda de la piel para ayudar a refinar de forma selectiva los poros y ayudar a eliminar las manchas oscuras de la piel.



MODO DE FOTOTERAPIA
Aplique los productos para el cuidado de la piel profundamente en la piel activando la elasticidad de las células. El uso de luz roja ayuda a blanquear la piel y suavizar las arrugas.



MODO DE LIFTING DE PIEL
Promueve la circulación sanguínea, mejora elasticidad y reafirmación de la piel y crea la mejor condición de piel posible.



MODO DE TERAPIA OCULAR
Introduzca adecuadamente la crema para los ojos o su suero para los ojos favorito, promueva la crema para los ojos o el suero para los ojos. Absorción, consiga el máximo resultado utilizando sus productos favoritos para el cuidado de los ojos.



Parametros del producto

Nombre del producto:	Varita de rejuvenecimiento de fotones
N ° de Modelo:	W-618
Tamaño del producto:	4.3*16.8cm
Peso del Producto:	Acerca de 90g
El paquete contiene:	1*dispositivo1*manual de instrucciones, 1 * cable USB
Aporte:	CC 3,7 V/0,6 A.
Voltaje nominal Capacidad nominal	3,7 V/350 mAH
Tiempo de carga:	2-3
Intensidad:	3 niveles
País de origen:	Porcelana
Estándar transportado:	GB4706.1-2005 GB-4706.15-2008

Nota: En vista de la política constante de mejora continua del producto, la empresa se reserva el derecho de mejorar las especificaciones del producto, el producto real puede variar.

Precauciones:

1. Limpia y rejuvenece, primero limpia la suciedad y luego usa el limpiador (no es necesario usar el dispositivo para limpiar la cara). La limpieza profunda extraerá la suciedad de lo profundo de los poros hasta la superficie de la piel y luego lavará la suciedad con un limpiador facial.
2. Cada modo está programado para 4 minutos. Después de 4 minutos, ingresará al modo de espera. Después de 1 minuto más, se apagará automáticamente si no se realiza ninguna acción.
3. Al usarlo, debe sostener la tira del sensor de iones en ambos lados del fuselaje y usar el cabezal de masaje para entrar en contacto con la piel para formar un circuito. Mantenga la piel húmeda cuando lo use, de lo contrario, el dispositivo no funcionará correctamente.
4. Si lo usa en la cara de otra persona, debe entrar en contacto con la piel del usuario para formar un circuito; de lo contrario, el dispositivo no funcionará correctamente.
5. Utilice el dispositivo de acuerdo con el período de tiempo especificado en el manual. No lo use en exceso.



Benutzerhandbuch

MULTIEUKTIONAL

GESICHTSPFLEGE-MASSAGEGERÄT

Reinigendes Verjüngungsgerät
Gesichtsschönheitsgerät mit galvanischen Ionen, Heizung, Mikrovibration und rotem Licht.
Dieses Gerät unterstützt die Tiefenreinigung, Verjüngung und Gesichtsstraffung.

*Galvanisch-ionisch: Basierend auf dem Prinzip eines leichten Impulsstroms zwischen Anode und Kathode können in den Poren festsitzende Schmutz-, Öl- und Talgablagerungen aufgeweicht und gereinigt werden. Diese Tiefenbehandlung wirkt wie ein natürliches Reinigungsmittel, das zur Reduzierung der Porengröße beiträgt. Angereicherte geladene Sauerstoffionen aktivieren Nährstoffe zur Reparatur geschädigter Haut.


*Mikrovibration: Sowohl die Verwendung von physikalischer Vibration als auch elektrischer Stimulation sind Möglichkeiten, die Elastizität zu erhöhen und den Zellstoffwechsel zu verbessern.

*Warmmassage: Fördert die Aufnahme von Hautpflegeprodukten, strafft die Hautstruktur und hält die Haut elastischer.


*Rotes Licht: 640 nm – 650 nm rotes Licht dringt tief in die Dermis ein, hilft, das Wachstum von neuem Kollagen und Elastin anzuregen, reduziert Falten und verbessert die Hautelastizität.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung


1. Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Während des Ladevorgangs kann es nicht eingeschaltet werden.
2. Halten Sie bei der Verwendung die Sensorstreifen auf beiden Seiten des Stabes fest, mit dem Massagekopf in Kontakt mit der Haut.
3. Bitte verwenden Sie beim Exportieren der Poren ein Wattepad und entfernen Sie den Make-up-Entferner oder die Reinigungs lotion mit einem Wattepad. Verwenden Sie es nicht mit Gesichtereiniger/Reinigungsöl
4. Dieses Produkt verwendet Mikrostrom-Ionentechnologie. Wenn Sie ein leichtes Kribbeln verspüren, ist das normal.
5. Bleiben Sie bei der Anwendung nicht länger als 3 Sekunden an der gleichen Stelle, um Hautreizungen zu vermeiden.




WARMREINIGUNGSMODUS
Wärme hilft, die Poren der Haut zu öffnen, Tiefenreinigung der Haut, um die Poren gezielt zu verfeinern und dunkle Hautflecken zu entfernen




PHOTOTHERAPIEMODUS
Tragen Sie Hautpflegeprodukte tief in die Haut auf und aktivieren Sie die Elastizität der Zellen. Die Verwendung des roten Lichts trägt dazu bei, die Haut aufzuhellen und Fältchen zu glätten.



HAUTSTRAFFUNGSMODUS
Fördert die Durchblutung, verbessert die Elastizität und Straffung der Haut wird verbessert und für den bestmöglichen Hautzustand gesorgt.



AUGENTHERAPIE-MODUS
Stellen Sie Augencreme oder Ihr Lieblingsaugenserum angemessen vor, fördern Sie Augencreme oder Augenserum Absorption, erzielen Sie das maximale Ergebnis bei der Verwendung Ihrer bevorzugten Augenpflegeprodukte.



Produktparameter

Produktname:	Photonen-Verjüngungsstab
Modell Nr:	W-618
Produktgröße:	4.3*16.8cm
Produktgewicht:	Ungefähr 90g
Paket enthält:	1 * Gerät 1 * Bedienungsanleitung 1 * USB-Kabel
Eingang:	DC3,7 V/0,6 A
Nennspannung Nennleistung:	3,7 V/350 mAh
Ladezeit:	2-3 Stunden
Intensität:	3 Ebenen
Herkunftsland:	China
Getragener Standard:	GB4706.1-2005 GB-4706.15-2008

Hinweis: Aufgrund der konsequenten Politik der kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich das Unternehmen das Recht vor, die Produktspezifikationen zu verbessern. Das tatsächliche Produkt kann davon abweichen.

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Reinigen und regenerieren. Entfernen Sie zuerst den Schmutz und verwenden Sie dann das Reinigungsmittel (bei der Gesichtereinigung ist die Verwendung des Geräts nicht erforderlich). Durch eine Tiefenreinigung wird der Schmutz aus den Tiefen der Poren an die Hautoberfläche gezogen und anschließend mit einem Gesichtereiniger abgewaschen.
2. Jeder Modus ist auf 4 Minuten eingestellt. Nach 4 Minuten wechselt es in den Standby-Modus. Nach einer weiteren Minute schaltet es sich automatisch ab, wenn keine Aktion erfolgt.
3. Halten Sie bei der Verwendung den Ionensensorstreifen auf beiden Seiten des Rumpfs fest und berühren Sie mit dem Massagekopf die Haut, um einen Kreislauf zu bilden. Halten Sie die Haut bei der Verwendung feucht, da das Gerät sonst nicht richtig funktioniert.
4. Wenn Sie es auf dem Gesicht einer anderen Person verwenden, müssen Sie die Haut des Benutzers berühren, um einen Stromkreis zu bilden. Andernfalls funktioniert das Gerät nicht richtig.
5. Bitte verwenden Sie das Gerät entsprechend der im Handbuch angegebenen Zeitspanne. Überbeanspruchen Sie es nicht.



Manuel de l'Utilisateur

MULTI-UNIONNEL

SOINS DU VISAGE MASSEUR

Appareil de rajeunissement nettoyant
Appareil de beauté du visage avec ions galvaniques, chauffage, micro-vibrations et lumière rouge. Cet appareil aide au nettoyage en profondeur, au rajeunissement et au lifting du visage.

* Ionique galvanique : en utilisant le principe d'un courant d'impulsion doux entre l'anode et la cathode, il peut adoucir et nettoyer la saleté et les dépôts de sébum qui se logent dans les pores. Ce traitement en profondeur agit comme un nettoyant naturel qui aide à réduire la taille des pores, et les ions d'oxygène chargés enrichis activent les nutriments pour réparer la peau endommagée.


* Micro Vibration : L'utilisation de vibrations physiques et de stimulation électrique sont deux moyens d'augmenter l'élasticité et d'améliorer le métabolisme cellulaire.

* Massage chaud : favorise l'absorption des produits de soins de la peau, aide à resserrer la texture de la peau et à la maintenir plus élastique.


* Lumière rouge : la lumière rouge de 640 nm à 650 nm pénètre profondément dans le derme, aide à stimuler la croissance de nouveau collagène et d'élastine et réduit également les rides et améliore l'élasticité de la peau.

Précautions lors de l'utilisation


1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour l'allumer. Il ne peut pas être allumé lors du chargement.
2. Lors de l'utilisation, tenez les bandes de détection des deux côtés de la baguette, avec la tête de massage en contact avec la peau.
3. Veuillez l'utiliser avec un coton lors de l'exportation des pores et retirer le démaquillant ou la lotion nettoyante avec un coton. Ne l'utilisez pas avec un nettoyant pour le visage/de l'huile nettoyante.
4. Ce produit utilise la technologie ionique à micro-courant. Si vous ressentez une petite sensation de picotement, c'est normal.
5. Lors de l'utilisation, ne restez pas au même endroit pendant plus de 3 secondes pour éviter toute irritation de la peau.




MODE DE NETTOYAGE À CHAUD
La chaleur aide à ouvrir les pores de la peau, nettoyage en profondeur de la peau pour aider à affiner sélectivement les pores et aider à éliminer les taches brunes de la peau




MODE PHOTOTHÉRAPIE
Faire pénétrer les produits de soin en profondeur dans la peau, activant ainsi l'élasticité des cellules. L'utilisation de la lumière rouge aide à blanchir la peau et à lisser les rides.



MODE LIFTING DE LA PEAU
Favorise la circulation sanguine, améliore l'élasticité et raffermissement de la peau, et crée le meilleur état de peau possible.



MODE THÉRAPIE OCULAIRE
Introduisez de manière adéquate la crème pour les yeux ou votre sérum pour les yeux préféré, favorisez la crème pour les yeux ou le sérum pour les yeux absorption, obtenez le résultat maximal en utilisant vos produits de soins oculaires préférés.



Paramètres du produit

Nom du produit :	Baguette de rajeunissement photonique
Numéro de modèle :	W-618
Taille du produit:	4.3*16.8cm
Poids du produit:	Environ 90g
Le paquet contient :	1*appareil 1*manuel d'instructions, 1* câble USB
Saisir:	DC3,7 V/0,6 A.
Tension nominale Capacité nominale:	3,7 V/350 mAh
Temps de charge:	2-3 heures
Intensité:	3 niveaux
Pays d'origine:	Chine
Norme portée :	GB4706.1-2005 GB-4706.15-2008

Remarque : compte tenu de la politique constante d'amélioration continue des produits, la société se réserve le droit d'améliorer les spécifications du produit, le produit réel peut varier.

Précautions :

1. Nettoyez et rajeunissez, nettoyez d'abord la saleté, puis utilisez le nettoyant (pas besoin d'utiliser l'appareil pour nettoyer le visage). Un nettoyage en profondeur éliminera la saleté des pores profonds jusqu'à la surface de la peau, puis lavera la saleté avec un nettoyant pour le visage.
2. Chaque mode est chronométré pendant 4 minutes. Après 4 minutes, il entrera en mode veille. Après 1 minute supplémentaire, il s'éteindra automatiquement après aucune action.
3. Lors de l'utilisation, vous devez tenir la bande du capteur d'ions des deux côtés du fuselage et utiliser la tête de massage pour entrer en contact avec la peau afin de former un circuit. Veuillez garder la peau humide lors de l'utilisation, sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement.
4. Si vous l'utilisez sur le visage de quelqu'un d'autre, vous devez contacter la peau de l'utilisateur pour former un circuit, sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement.
5. Veuillez utiliser l'appareil selon la durée spécifiée dans le manuel. N'en abusez pas.



ユーザーマニュアル

多機能

フェイシャルスキンケアマッサージ

クレンジング若返り装置

ガルバニックイオン、加熱、マイクロ振動、赤色光を備えたフェイシャル美容機器。この機器は、ディープクレンジング、若返り、フェイシャルリフティングに役立ちます。

*ガルバニックイオン: 電極の弱いインパルス電流の原理を利用して、毛穴に詰まった汚れや皮脂の沈着物を柔らかくし、洗浄します。このディープトリートメントは、毛穴のサイズを小さくする天然の洗浄剤として機能し、豊富な荷電酸素イオンが栄養素を活性化してダメージを受けた肌を修復します。


*マイクロ振動: 物理的な振動と電気刺激の両方を使用することで、弾力性を高め、細胞の代謝を促進します。

*温かいマッサージ: スキンケア製品の吸収を促進し、肌のきめを整え、肌の弾力性を保ちます。


*赤色光: 640nm~650nmの赤色光が真皮の奥深くまで届き、新しいコラーゲンとエラスチンの成長を刺激し、しわを減らして肌の弾力性を高めます。

使用上の注意


- 電源ボタンを3秒間押し続けて電源を入れます。
充電中は電源を入れることができません。
- 使用時には、ワンドの両側にあるセンサーstrippを持ち、
マッサージヘッドが肌に接触します。
- 毛穴の汚れを拭き取り、メイク落としやクレンジングローションをコットンで取り除く際はコットンに含ませてご使用ください。洗顔料・クレンジングオイルとは併用しないでください。
- 本製品は微電流イオン技術を採用しています。小さなチクチク感を感じても、これは正常な現象です。
- 使用するときは、皮膚への刺激を避けるため、同じ場所に3秒以上留まらないでください。




ウォームクリーンモード
温かさは皮膚の毛穴を開き、
肌を深く洗浄し、毛穴を引き締め、黒ずみの除去を助けます。



フォトセラピーモード
スキンケア製品を肌の奥深くまで浸透させ、細胞の弾力性を活性化します
赤色光を使用すると、肌を白くし、しわを滑らかにするのに役立ちます。



スキンリフティングモード
血液循環を促進し、効果を高めます
肌の弾力性とハリを高め、最良の肌コンディションを実現します。



アイケアセラピーモード
アイクリームやお気に入りのアイセラムを適切に紹介し、アイクリームやアイセラムを宣伝する
吸収力を高め、お気に入りのアイケア製品を使用した場合の効果を最大限に引き出します。



製品パラメータ

商品名:	フォトン・リジュビネーション・ワンド
モデル番号:	W-618
商品のサイズ:	4.3*16.8cm
製品重量:	約90g
パッケージ内容:	1*デバイス1*取扱説明書、 1*USBケーブル
入力:	DC3.7V/0.6A
定格ボルタゲル 定格出力:	3.7V/350mAh
充電時間:	2~3時間
強度:	3レベル
原産国:	中国
搭載規格:	GB4706.1-2005 GB-4706.15-2008

注:継続的な製品改善の一貫した方針を考慮して、当社は製品仕様を改善する権利を留保しており、実際の製品は異なる場合があります。

注意事項:

- 洗浄して若返らせます。まず汚れを落とし、次にクレンザーを使用します
(顔を洗うときにデバイスを使用する必要はありません)。
ディープクレンジングは毛穴の奥の汚れを肌表面に引き上げ、洗顔料で汚れを洗い流します。
- 各モードのタイマーは4分です。4分後にスタンバイ
モードに入り、さらに1分経過すると、何も操作しないと自動的にシャットダウンします。
3.使用時には、機体の両側にあるイオンセンサーstrippを持ち、マッサージヘッドを使用して皮膚に接触させて回路を形成する必要があります。使用中は皮膚を温らせておいてください。そうしないと、デバイスが正しく動作しません。
- 他の人の顔に使用する場合は、使用者の皮膚に接触して回路を形成する必要があります。そうしないと、デバイスは正常に動作しません。
- 説明書に記載されている使用時間を守って使用し、過度の使用はしないでください。



Manuale d'uso

MULTIUNZIONALE

MASSAGGIATORE PER LA CURA DEL VISO

Dispositivo di ringiovanimento detergente
Dispositivo di bellezza per il viso con ioni galvanici, riscaldamento, microvibrazioni e luce rossa.
Questo dispositivo favorisce la pulizia profonda, il ringiovanimento e il lifting del viso.

*Ionico galvanico: sfruttando il principio di una leggera corrente impulsiva tra anodo e catodo, può ammorbidire e pulire lo sporco e i depositi di sebo oleoso che si depositano nei pori. Questo trattamento profondo agisce come un detergente naturale che aiuta a ridurre le dimensioni dei pori, mentre gli ioni di ossigeno carichi arricchiti attivano i nutrienti per riparare la pelle danneggiata.


*Microvibrazione: l'uso della vibrazione fisica e della stimolazione elettrica sono entrambi modi per aumentare l'elasticità e migliorare il metabolismo cellulare.

*Massaggio caldo: favorisce l'assorbimento dei prodotti per la cura della pelle, aiuta a rassodare la grana della pelle e a mantenerla più elastica.


*Luce rossa: la luce rossa da 640 nm a 650 nm penetra in profondità nel derma, aiutando a stimolare la crescita di nuovo collagene ed elastina, riducendo inoltre le rughe e migliorando l'elasticità della pelle.

Precauzioni durante l'uso


1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accenderlo. Non può essere acceso durante la ricarica.
2. Durante l'uso, tenere le strisce del sensore su entrambi i lati della bacchetta, con la testina massaggiante a contatto con la pelle.
3. Si prega di utilizzarlo con un batuffolo di cotone quando si puliscono i pori e rimuovere lo struccante o la lozione detergente con un batuffolo di cotone. Non utilizzarlo con detergente per il viso/olio detergente
4. Questo prodotto utilizza la tecnologia ionica microcorrente. Se avverti un leggero formicolio è normale.
5. Durante l'uso, non rimanere nello stesso punto per più di 3 secondi per evitare irritazioni cutanee.



MODALITÀ PULIZIA CALDA
Il calore aiuta ad aprire i pori della pelle, pulizia profonda della pelle per aiutare elettivamente a restringere i pori e favorire la rimozione delle macchie scure della pelle




MODALITÀ FOTOTERAPIA
Spingere i prodotti per la cura della pelle in profondità attivando l'elasticità delle cellule. L'uso della luce rossa aiuta a schiarire la pelle e a distendere le rughe.



MODALITÀ LIFTING DELLA PELLE
Favorisce la circolazione sanguigna, migliora elasticità e rassodamento della pelle, creando le migliori condizioni possibili per la pelle.



MODALITÀ DI CURA DEGLI OCCHI
Introduci adeguatamente la crema per gli occhi o il tuo siero per gli occhi preferito, promuovi la crema per gli occhi o il siero per gli occhi assorbimento, ottieni il massimo risultato utilizzando i tuoi prodotti preferiti per la cura degli occhi.



Parametri del prodotto

Nome del prodotto:	Bacchetta di ringiovanimento fototonico
Modello numero:	W-618
Taglia del prodotto:	4.3*16.8 cm
Peso del prodotto:	Circa 90 g
Il pacchetto contiene:	1*dispositivo1*manuale di istruzioni, 1 cavo USB
Ingresso:	CC3,7 V/0,6 A
Tensione nominale Capienza stimata:	3,7 V/350 mAh
Tempo di carica:	2-3 ore
Intensità:	3 livelli
Paese di origine:	Cina
Norma trasportata	GB4706.1-2005 GB-4706.15-2008

Nota: alla luce della politica coerente di miglioramento continuo del prodotto, l'azienda si riserva il diritto di migliorare le specifiche del prodotto; il prodotto effettivo potrebbe variare.

Avvertenze:

1. Pulisci e ringiovanisci: prima rimuovi lo sporco e poi usa il detergente (non è necessario usare il dispositivo per pulire il viso). Una pulizia profonda rimuove lo sporco dai pori e lo porta in superficie, per poi lavarlo con un detergente per il viso.
2. Ogni modalità è temporizzata per 4 minuti. Dopo 4 minuti, entrerà in modalità standby. Dopo un altro minuto, si spegnerà automaticamente se non viene eseguita alcuna azione.
3. Durante l'uso, è necessario tenere la striscia del sensore ionico su entrambi i lati della fusoliera e utilizzare la testina massaggiante per entrare in contatto con la pelle e formare un circuito. Mantenere la pelle umida durante l'uso, altrimenti il dispositivo non funzionerà correttamente.
4. Se lo si utilizza sul viso di un'altra persona, è necessario che entri in contatto con la pelle dell'utente per formare un circuito, altrimenti il dispositivo non funzionerà correttamente.
5. Utilizzare il dispositivo per il periodo di tempo specificato nel manuale. Non abusarne.



دليل الاستخدام

متعددة الوظائف

جهاز تدليك للعناية ببشرة الوجه

1. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوان لتشغيله. لا يمكن تشغيله عند الشحن.
2. عند الاستخدام، أمسك شرائط الاستشعار على جانبي العصا، مع رأس التدليك على اتصال بالجلد.
3. يرجى استخدامه مع وسادة قطنية عند تصدير المسام وإزالة مزيل المكياج أو غسول التنظيف باستخدام وسادة قطنية لا تستخدمه مع منظف الوجه / زيت التنظيف.
4. يستخدم هذا المنتج تقنية الأيونات ذات التيار الجزئي، إذا شعرت بوخز بسيط فهذا أمر طبيعي.
5. عند الاستخدام، لا تبقى في نفس المكان لأكثر من 3 ثوان لتجنب تهيج الجلد.


جهاز تحديد التطهير
جهاز تجميل الوجه بالأيونات الجلفانية والتدفئة والاهتزازات الدقيقة والضوء الأحمر، يساعد هذا الجهاز في التنظيف العميق والتجديد ورفع الوجه.

الأيونات الجلفانية: باستخدام مبدأ التيار النبضي الخفيف بين الأنود والكاثود، فإنه يمكن تليين وتنظيف الأوساخ ورواسب الدهون الزيتية التي تتراكم في المسام. يعمل هذا العلاج العميق كمنظف طبيعي يساعد على تقليل حجم المسام، كما تعمل أيونات الأكسجين المشحونة الغنية على تنشيط العناصر الغذائية لإصلاح الجلد التالف.


الاهتزاز الدقيق: يعد استخدام الاهتزاز الجسدي والتحفيز الكهربائي طريقتين لزيادة المرونة وتعزيز التمثيل الغذائي الخلوي.

التدليك الدافئ: يعزز امتصاص منتجات العناية بالبشرة، ويساعد على جعل ملمس البشرة مشدودا ويحافظ على مرونة البشرة.


الضوء الأحمر: 640 نانومتر - 650 نانومتر* ضوء أحمر عميق في الأدمة، يساعد على تحفيز نمو الكولاجين والإيلاستين الجديد ويقلل أيضا من التجاعيد ويحسن مرونة الجلد.




وضع التنظيف الدافئ
يساعد الدفء على فتح مسام الجلد، تنظف البشرة بعمق للمساعدة في تنقية المسام بشكل انتقائي والمساعدة في إزالة البقع الداكنة على الجلد.



وضع العلاج بالضوء
دفع منتجات العناية بالبشرة إلى عمق الجلد مما يؤدي إلى تنشيط مرونة الخلايا يساعد استخدام الضوء الأحمر على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد.



وضع رفع الجلد
يعزز الدورة الدموية ويحسن مرونة الجلد وشده، ويخلق أفضل حالة ممكنة للجلد.



وضع علاج العيون
قم بتقديم كريم العيون أو وصل العيون المفضل لديك بشكل مناسب، وقم بالترويج لكريم العيون أو وصل العيون الامتصاص، وتحقيق أقصى نتيجة من استخدام منتجات العناية بالعين المفضلة لديك.

معلومات المنتج

عصا تجديد الفوتون	اسم المنتج
دبليو-618	نموذج رقم
سم 4.3*16.8	حجم المنتج
حوالي 90 جرام	وزن المنتج
جهاز 1* دليل التعليمات 1* كابل يو اس بي 1*	تحتوي العبوة على
تيار مستمر 3.7 فولت/0.6 أمبير	مدخل
فولت/350 مللي أمبير 3.7	تصنيف الجهد
ساعات 2-3	وقت الشحن
مستويات 3	شدة
الصين	بلد المنشأ
GB4706.1-2005 GB-4706.15-2008	المعيار المحمل

ملاحظة: في ضوء السياسة الثابتة للتحسين المستمر للمنتج، تحتفظ الشركة بالحق في تحسين مواصفات المنتج، وقد يختلف المنتج الفعلي.

يُحذر:

1. التنظيف والتجديد، نظف الأوساخ أولاً ثم استخدم (المنتج) (لا حاجة لاستخدام الجهاز عند تنظيف الوجه). التنظيف العميق سيسحب الأوساخ من عمق المسام إلى سطح الجلد، ثم يغسل الأوساخ باستخدام منظف الوجه.
2. يتم ضبط كل وضع لمدة 4 دقائق. بعد 4 دقائق، سيدخل وضع الاستعداد وبعد دقيقة أخرى، سيتم إيقاف تشغيله تلقائياً بعد عدم اتخاذ أي إجراء عند الاستخدام، تحتاج إلى تثبيت شريط مستشعر الأيونات على جانبي جسم الطائرة واستخدام رأس التدليك للاتصال بالجلد لتشكيل دائرة. يرجى الحفاظ على رطوبة الجلد عند الاستخدام وإلا فلن يعمل الجهاز بشكل صحيح.
3. إذا كنت تستخدمه على وجه شخص آخر، فأنت بحاجة إلى ملامسة جلد المستخدم لتشكيل دائرة، وإلا فلن يعمل الجهاز بشكل صحيح.
4. يرجى استخدام الجهاز وفقاً للمدة الزمنية المحددة في الدليل. لا تفرط في استخدامه.

