

Electrical Heating Pad Instructions

Thank you for choosing the Heating Pad. Our goal is to provide the best products to enhance your life. This is an electrical product. Please ensure you read and understand the instructions below before using your Heating Pad. Failure to do so may result in electrical shock or fire causing serious bodily injury.

WARNING!
RISK OF ELECTRICAL SHOCK

The product is designed specifically for humans.
WARNING! This is an electrical product. Please read all directions before use. Failure to do so may result in electrical shock or fire causing serious bodily injury.

- 1. Read all instructions before using this product.
- 2. For indoor use only.
- 3. Do not use if any visible damage is apparent (cracks, tears or exposed wires and heat element).
- 4. Must instantly turn off the Heating pad and unplug when overheat or charred flavor in use.
- 5. Serious heart patients, those that depend on a pace maker and pregnant women should check with their doctor before use.
- 6. Do not use for unconscious and sensitive to heat people.
- 7. Do not make any modifications to switch button, wires and heat element.
- 8. Do not use in sleeping; Do not put the heating pad under in mattress or quilt when use.
- 9. Do not use cord as handle.
- 10. Do not puncture or use any sharp object to secure the Heating pad.
- 11. Do not use another electronic heating device in conjunction with your heating pad.
- 12. Do not tuck the heating pad when use.
- 13. Only cover the heating pad on your body use, do not sit and lie on the heating pad.
- 14. Do not heap and cover anything on the heating pad when use.
- 15. Do not use for children.
- 16. Unplug when not in use.
- 17. Do not use it when it is wet.
- 18. Do not dry clean this heating pad. Dry cleaning solvents may damage the wires.
- 19. Do not use bleach or cleaning fluids.
- 20. Do not use a wringer.
- 21. Do not iron your heating pad.
- 22. Do not use mothballs or sprays of any kind.
- 23. Do not reconnect the heated product or use it until it is completely dry.
- 24. Do not use analgesic cream in combination with your heating pad.

Function:
10 temperature levels to adjust(30°C/86°F to 70°C/158°F).
4 timer levels to adjust (45/60/120mins.); Auto-off function.
7-Foot Extra-Long Cord: Makes it easier to use from the comfort of your bed or favorite chair.


Machine Washable: Turn off the heating pad, Unplug heat pad from the wall outlet. Remove the controller and power unit. Heating pad can be machine washed and must be dry before reassembling the unit. Do not use cleaners of chemicals.
Storage: Turn off the heat pad, dial out the heat pad, store the pad in a dry, safe, clean and cool place after clean up.
Keep shipping packaging for use in the event that your unit needs servicing. (If this unit is shipped without the original packing, damage could occur and void the Warranty).

PRE-OPERATING INSTRUCTIONS
When removing the unit from the packing case, check for any shipping damage. Please contact your shipper and dealer immediately if the unit bears any sign of damage from mishandling.

Contents:
1 heating pad , 1 user manual, 1 controller with Power Cord
Limitations of Liability:
1. Terms of usage is unconditional upon your acceptance, without changes to the terms, conditions or notice listed herein.
2. Proper use including reviewing all safety precautions.
3. No prohibited or unlawful use. The products is intended for humans use only.
4. Our reserves the right to change the terms and conditions under which this product is offered.
5. Buyer assumes all risks and liability from the use of this product. Our is not liable for any damages arising from use or misuse of this product.

Model name:	Heating pad		
Model NO.:	FY-HW1216	FY-HW1224	FY-HW1630
Size:	30x40cm	30x60cm	40*76cm
Power:	50Watts	75Watts	120Watts

- Controller
- 1. After the power is plugged in, all the indicator lights are scanned and put into standby mode.
 - 2. Click the power button  to turn on.
 - 3. Click the temperature button  to adjust the temperature from level 1 to 10 (level 1 - 86°F, level 2 - 95°F, level 3 - 104°F, level 4- 113°F, level 5 - 122°F, level 6 -131 °F, level 7- 138°F, level 8 - 146°F, level 9 - 150°F, level 10 - 158°F).
 - 4. Click the Timing button  to adjust the timer level (45/60/120mins).



Instructions pour les plaques chauffantes électriques

Merci d’avoir choisi le chauffage. Notre but est de fournir les meilleurs produits pour améliorer votre vie. C’est un produit électrique. Veuillez lire et comprendre les instructions ci-dessous avant d’utiliser votre coussin chauffant. Dans le cas contraire, un choc électrique ou un incendie peut causer des lésions corporelles graves.

Attention!

Risque de choc électrique

Le produit est conçu spécifiquement pour l’homme.

Attention: c’est un produit électrique. Roulez toutes les instructions avant utilisation. Dans le cas contraire, un choc électrique ou un incendie peut causer des lésions corporelles graves.

- 1. Lisez toutes les instructions avant d’utiliser ce produit.
- 2. Réservé à l’intérieur.
- 3. Ne pas utiliser si des dommages visibles sont apparents (fissures, déchirures ou fils apparents et élément thermique).
- 4. Doit éteindre instantanément le bloc chauffant et débrancher en cas de surchauffe ou de saveur carbonisée en cours d’utilisation.
- 5. Les patients cardiaques sérieux, ceux qui dépendent d’un calebreux et les femmes enceintes devraient vérifier avec leur médecin avant l’utilisation.
- 6. Ne pas utiliser pour inconscient et sensible à la chaleur.
- 7. Ne modifiez pas le bouton, les fils et les éléments chauffants.
- 8. Ne pas utiliser pour dormir; Ne pas mettre la couette chauffante sous un matelas ou un couvre-lit lors de l’utilisation.
- 9. N’utilisez pas le cordon comme poignée.
- 10. Ne pas ponctionner ou utiliser un objet tranchant pour fixer la plaque chauffante.
- 11. N’utilisez pas un autre dispositif électronique de chauffage en conjonction avec votre compresse chauffante.
- 12. Ne pas border le bloc chauffant à l’usage.
- 13. Couvrez seulement le bloc chauffant de votre corps, ne vous asseyez pas et ne vous allongez pas sur le bloc chauffant.
- 14. Ne pas entasser et couvrir quoi que ce soit sur la plaque chauffante lors de l’utilisation.
- 15. Ne pas utiliser pour les enfants.
- 16. Débrancher quand il n’est pas utilisé.
- 17. Ne l’utilisez pas quand il est mouillé.
- 18. Ne nettoyez pas ce chauffage. Les solvants de nettoyage à sec peuvent endommager les fils.
- 19. N’utilisez pas d’eau de javel ou de liquide de nettoyage.
- 20. N’utilisez pas de wringer.
- 21. Ne repasse pas ta plaque chauffante.
- 22. Ne pas utiliser de naphtaline ou de spray d’aucune sorte.
- 23. Ne pas reconnecter le produit chauffé ou l’utiliser jusqu’à ce qu’il soit complètement sec.
- 24. N’utilisez pas de crème analgésique en combinaison avec votre bloc chauffant.

Fonction:
10 température à ajuster (30°C/86°F à 70°C/158°F).
4 minuteurs à ajuster (45/60/120frappe); Arrêt automatique.
Cordon Extra-Long de 7 pieds: il est plus facile à utiliser depuis le confort de votre lit ou de votre chaise préférée.

Lavable de la Machine: éteignez le bloc chauffant, débranchez le bloc thermique de la sortie de la paroi. Enlevez le contrôleur et l’unité d’alimentation. La plaque chauffante peut être lavée à la machine et doit être sèche avant de réassembler l’unité. N’utilisez pas de nettoyants chimiques.
Stockage: éteignez le bloc de chaleur, composez le bloc de chaleur, entreposez le bloc dans un endroit sec, sûr, propre et frais après le nettoyage.
Continuez à expédier des emballages pour les utiliser au cas où votre unité aurait besoin d’être entretenue. (si cette unité est expédiée sans l’emballage d’origine, des dommages peuvent se produire et la garantie peut être annulée).

INSTRUCTIONS préopérateires

En enlevant l’appareil de la boîte d’emballage, vérifiez s’il y a des dégâts au transport. Veuillez contacter immédiatement votre chargeur et votre concessionnaire si l’unité présente des signes de dommages dus à une mauvaise manipulation.

Sommaire:

1 bloc chauffant, 1 manuel utilisateur, 1 contrôleur avec cordon d’alimentation


Limitations de la responsabilité:

- 1. Les conditions d’utilisation sont inconditionnelles à condition que vous acceptiez, sans modification des conditions ou préavis énumérés dans le présent document.
- 2. Utilisation appropriée, y compris l’examen de toutes les précautions de sécurité.
- 3. Pas d’utilisation interdite ou illégale. Ces produits sont destinés à l’usage humain uniquement.
- 4. Nous nous réservons le droit de modifier les conditions dans lesquelles ce produit est offert.
- 5. L’acheteur assume tous les risques et toute responsabilité liés à l’utilisation de ce produit. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l’utilisation ou l’abus de ce produit.

Spécifications:

Nom du modèle:	Plaque chauffante		
Numéro du modèle:	FY-HW1216	FY-HW1224	FY-HW1630
Taille:	30x40cm	30x60cm	40*76cm
Power:	50Watts	75Watts	120Watts

- contrôleur
- 1. After the power is plugged in, all the indicator lights are scanned and put into standby mode.
 - 2. Cliquez sur le bouton d’alimentation  pour l’allumer.
 - 3. Cliquez sur le bouton température  pour ajuster la température Niveau 1 à 10 (niveau 1-86°F, niveau 2-95°F, niveau 3-104°F, Niveau 4- 113°F, niveau 5-122°F, niveau 6 -131 °F, niveau 7- 138°F, Niveau 8-146°F, niveau 9-150°F, niveau 10-158°F).
 - 4. Cliquez sur le bouton minuteur  pour ajuster le niveau de minuteur (45/60/120mins).



Instrucciones para la almohadilla térmica eléctrica

Gracias por elegir la almohadilla térmica. Nuestro objetivo es brindarle los mejores productos para mejorar su vida. Este es un producto eléctrico. Asegúrese de leer y comprender las instrucciones a continuación antes de usar su almohadilla térmica. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio que provocaría lesiones corporales graves.

¡ADVERTENCIA!

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

El producto está diseñado específicamente para humanos.

¡ADVERTENCIA! Este es un producto eléctrico. Por favor, ponga en rojo todas las instrucciones antes de usarlo. De lo contrario, provocar una descarga eléctrica o un incendio que cause lesiones corporales graves.

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.
2. Sólo para uso en interiores
3. No lo use si hay algún daño visible (grietas, desgarros o cables expuestos y elemento térmico).
4. Debe apagar instantáneamente la almohadilla térmica y desenchufarla cuando se sobrecaliente o tenga un sabor carbonizado en uso.
5. Los pacientes cardíacos graves, los que dependen de un marcapasos y las mujeres embarazadas deben comprobarlo con su médico antes de usar
6. No utilizar para personas inconscientes y sensibles al calor.
7. No realice ninguna modificación en el botón del interruptor, los cables ni el elemento térmico.
8. No lo use mientras duerme; No coloque la almohadilla térmica debajo de un colchón o edredón cuando la use.
- 9.No utilice el cable como mango.
10. No perforo ni utilice ningún objeto afilado para asegurar la almohadilla térmica.
11. No utilice otro dispositivo calentador electrónico junto con su almohadilla térmica.
12. No meta la almohadilla térmica cuando la use.
13. Cubra la almohadilla térmica únicamente sobre su cuerpo, no se siente ni se recueste sobre la almohadilla térmica.
14. No amontone ni cubra nada sobre la almohadilla térmica cuando la use.
15. No utilizar en niños.
- 16.Desenchufe cuando no esté en uso
17. No lo utilices cuando esté mojado.
18. No limpie en seco esta almohadilla térmica. Los disolventes de limpieza en seco pueden dañar los cables.
- 19.No utilice lejía ni líquidos de limpieza.
20. No utilices escurridor.
21. No planches tu almohadilla térmica.
- 22.No utilices bolas de naftalina ni sprays de ningún tipo.
23. No vuelva a conectar el producto calentado ni lo utilice hasta que esté completamente seco.
- 24.No utilices crema analgésica en combinación con tu almohadilla térmica.

Función:

10 niveles de temperatura para ajustar (30C/86F a 70C/158F).

4 niveles de temporizador para ajustar (45/60/120 minutos); Función de apagado automático.

Cable extralargo de 7 pies: facilita su uso desde la comodidad de su cama o silla favorita

Lavable a máquina: apague la almohadilla térmica, desenchufe la almohadilla térmica del tomacorriente de pared. Eliminar el Controlador y unidad de alimentación. La almohadilla térmica se puede lavar a máquina y debe estar seca antes. volver a montar la unidad. No utilice limpiadores de productos químicos.

Almacenamiento: apague la almohadilla térmica, sáquela y guárdela en un lugar seco, seguro, limpio y fresco.

después de limpiar

Guarde el embalaje de envío para utilizarlo en caso de que su unidad necesite reparación. (Si esta unidad se envía sin el embalaje original, podrían producirse daños y anular la garantía)

INSTRUCCIONES PREVIAS AL FUNCIONAMIENTO

Al retirar la unidad de la caja de embalaje, verifique si hay daños durante el envío. Comuníquese con su remitente y distribuidor inmediatamente si la unidad presenta algún signo de daño debido a un mal manejo.

Contenido:

1 almohadilla térmica, 1 manual de usuario, 1 controlador con cable de alimentación

Limitaciones de responsabilidad:


1. Los términos de uso son incondicionales a su aceptación, sin cambios en los términos y condiciones. o aviso enumerado en este documento.
2. Uso adecuado, incluida la revisión de todas las precauciones de seguridad.
3. Ningún uso prohibido o ilícito. El producto está destinado únicamente para uso humano.
4. Nos reservamos el derecho de cambiar los términos y condiciones bajo los cuales se ofrece este producto.
- 5.El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades derivados del uso de este producto. Nuestro no es responsable de ningún daño. que surjan del uso o mal uso de este producto

Especificaciones:

Nombre del modelo:	Almohadilla térmica		
N ° de Modelo.:	FY-HW1216	FY-HW1224	FY-HW1630
Tamaño:	30x40cm	30x60cm	40*76cm
Fuerza:	50 vatios	75 vatios	120 vatios

Controlador

1. Después de enchufar la alimentación, se escanean todas las luces indicadoras y poner en modo de espera
- 2.Haga clic en el botón de encendido para encender.
- 3.Haga clic en el botón de temperatura para ajustar la temperatura desde nivel 1 a 10 (nivel1-86F, nivel2-95F, nivel3-104F, nivel4-113F,nivel5-122F,nivel6-131F,nivel7-138F nivel 8-146F, nivel 9-150F, nivel 10-158F
4. Haga clic en el botón Temporización para ajustar el nivel del temporizador (45/60/120 minutos).



Instrucciones para las placas chauffantes electriques

Merci d'avoir choisi le chauffage.Notre but est de fournir les meilleurs produits pour ameliorer votre vie C'est un produit electrique.Veuillez lire et comprendre les schools ci-dessous avant d'utiliser votre

primo chauffant.Dans le cas contraire,un choc electrique ou un incendie peut causer des lesions

tumbas de corporelles.

¡Atención!

Riesgo de chocolate eléctrico

Le produit est concu specifiquement pour l'homme

Atención: c'est un produit electrique.Rouge toutes les schools avant utilisation.Dans le cas contraire

Un choque eléctrico o un incendio pueden causar lesiones corporales y tumbas.

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto.
- 2.Reserve un interior.
- 3.No utilizar si los daños visibles son aparentes (fisuras, desgarros o hilos aparentes y elementos térmicos)
- 4.Doit eteindre instantanement le bloc chauffant et debrancher en cas de surchauffe ou de saveur carbonisee en cours d'utilisation
- 5.Les patients cardiaques serieux,ceux qui depend d'un calebreur et les femmes enceintes devraient verifier avec leur medecin avant l'utilisation
- 6.Ne pas utiliser pour inconscient et sensible a la chaleur
- 7.Ne modifiez pas le bouton, les fils et les elements chauffants
- 8.Ne pas utiliser pour dormir;Ne pas mettre la couette chauffante sous un matelas ou un couvre-lit lors de l'utilisation
9. N'utilisez pas le cordon comme poignee.
10. Ne pas ponctionner ou utiliser un objeto tranchant pour fixer la plaque chauffante.
- 11.N'utilisez pas un other dispositif electronic chauffage en conjonction avec votre compresse chauffante
12. Ne pas border le bloc chauffant a l'usage.
- 13.Couvrez seulement le bloc chauffant de votre corps,ne vous asseyez pas et ne vous allongez pas sur le bloc chauffant
14. Ne pas entasser et couvrir quoi que ce soit sur la plaque chauffante lors de l'utilisation.
- 15.Ne pas utiliser pour les enfants
- 16.Debrancher quand il n'est pas utiliser
17. Ne l'utilisez pas quand il est mouille.
18. Ne nettoyez pas ce chauffage.Les solvants de nettoyage a sec peuvent endommager les fils.
19. N'utilisez pas d'eau de javel ou de liquide de nettoyage
20. N'utilisez pas de wringer.
- 21.Ne repasse pas ta placa chofer
22. No utilice naftalina ni spray de agua
- 23.Ne pas reconnecter le produit chauffe ou l'utiliser jusqu'a ce qu'il soit completamente sec
24. No utilice crema analgésica combinada con su bloque calentador

Función:

Regulador de 10 temperaturas (30C/86F a 70C/158F)

4 minutos a ajustar (45/60/120frappe);Arret automatique

Cordón Extra-Largo de 7 pies: es más fácil de utilizar después de la comodidad de su iluminación o de su chaise preferido

Lavable de la Machine:eteignez le bloc chauffant,debranchez le bloc thermigue de la sortie de la paroi

Enlevez le controleur et l' unite d'alimentation.La plaque chauffante peut etre lavee a la machine et doit

Etre Seche avant de reassembler l' unite.N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques

Stockage: eteignez le bloc de chaleur, composez le bloc de chaleur, entreposez le bloc dans un e

ndroit sec,sur,propre et frais apres le nettoyage

Continúe con el envío de paquetes para que los utilicen en caso de que usted lo desee.

entretenue.(si esta unidad es expediee sans l'emballage d'origine, des dommages peuvent se produire et la garantie peut etre annulee). INSTRUCCIONES preoperatorias En levant l'appareil de la boite d'emballage,verifiez s'il y a des degats au transport.Veuillez contacter inmediatamente votre chargeur et votre concessionario si l' unite presente des signes de dammages dus a une mauvaise manipulation Sommaire: 1 bloque de chófer, 1 manuel utilisateur, 1 controlador con cordón de alimentación

Limitaciones de la responsabilidad:


- 1.Las condiciones de utilización son incondicionales una condición que usted acepta, sin modificación des condition ou preavis enumerares dans le presente documento.
2. Utilización adecuada, y comprende el examen de todas las precauciones de seguridad.
3. Pas d'utilisation interdite ou ilegale. Estos productos están destinados a un uso humano único.
4. Nos reservamos el derecho de modificar las condiciones en el producto que se ofrece.
5. L'acheteur asume todos los riesgos y toda responsabilidad radica en la utilización de este producto.Nous ne Algunos son responsables de los daños causados por la utilización o el abuso de este producto.

Especificaciones:

Nombre del modelo:	Placa chófer		
Numero del modelo:	FY-HW1216	FY-HW1224	FY-HW1630
Taille:	30x40cm	30x60cm	40*76cm
Fuerza:	50 vatios	75 vatios	120 vatios

controlador

1. Después de enchufar la alimentación, se escanean todas las luces indicadoras y poner en modo de espera
2. Haga clic en el botón de alimentación O para encenderlo.
3. Haga clic en el botón de temperatura. para ajustar la temperatura Nivel 1 a 10(nivel 1-86Fniveau 2-95Fniveau 3-104F Nivel 4-113F, nivel 5-122F, nivel 6-131F. nivel 7-138F nivel 8-146F, nivel 9-150F, nivel 10-158F).
4. Haga clic en el botón de minuto para ajustar el nivel de minuto (45/60/120 minutos).



Anleitung für elektrische Heizkissen

Vielen Dank, dass Sie sich für das Heizkissen entschieden haben. Unser Ziel ist es, die besten Produkte anzubieten, die Ihr Leben verbessern. Dies ist ein elektrisches Produkt. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Anweisungen lesen und verstehen, bevor Sie Ihr Heizkissen verwenden. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder eines Brandes, der zu schweren Verletzungen führen kann.

WARNUNG!

GEFAHR EINES STROMSCHLAGS

Das Produkt ist speziell für den Menschen konzipiert.

WARNUNG! Dies ist ein elektrisches Produkt. Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen durch. Dies kann zu Stromschlägen oder Bränden mit schweren Körperverletzungen führen.

1. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
2. Nur zur Verwendung im Innenbereich
3. Nicht verwenden, wenn sichtbare Schäden erkennbar sind (Risse, Risse oder freiliegende Drähte und Heizelemente).
4. Bei Überhitzung oder verkohtem Geschmack muss das Heizkissen sofort ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen werden.
5. Patienten mit schwerer Herzerkrankung, Personen, die auf einen Herzschrittmacher angewiesen sind, und schwangere Frauen sollten sich untersuchen lassen
- Fragen Sie vor der Anwendung Ihren Arzt
6. Nicht für bewusstlose und hitzeempfindliche Personen verwenden
7. Nehmen Sie keine Änderungen am Schalterknopf, an den Kabeln und am Heizelement vor.
8. Nicht zum Schlafen verwenden; Legen Sie das Heizkissen bei Gebrauch nicht unter eine Matratze oder Steppdecke.
9. Verwenden Sie kein Kabel als Griff.
10. Stechen Sie nicht in das Heizkissen und verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um es zu befestigen
11. Verwenden Sie kein anderes elektronisches Heizgerät in Verbindung mit Ihrem Heizkissen
12. Verstauen Sie das Heizkissen beim Gebrauch nicht.
13. Bedecken Sie Ihren Körper nur mit dem Heizkissen und setzen Sie sich nicht auf das Heizkissen
14. Stapeln und bedecken Sie beim Gebrauch nichts auf dem Heizkissen.
15. Nicht für Kinder verwenden.
16. Bei Nichtgebrauch den Netzstecker ziehen
17. Benutzen Sie es nicht, wenn es nass ist.
18. Reinigen Sie dieses Heizkissen nicht chemisch. Lösungsmittel für die chemische Reinigung können die Drähte beschädigen
19. Verwenden Sie keine Bleichmittel oder Reinigungsflüssigkeiten
20. Verwenden Sie keine Presse.
21. Bügeln Sie Ihr Heizkissen nicht.
22. Verwenden Sie keine Mottenkugeln oder Sprays jeglicher Art
23. Schließen Sie das erhitzte Produkt erst wieder an und verwenden Sie es nicht, wenn es vollständig trocken ist
24. Verwenden Sie keine schmerzstillende Creme in Kombination mit Ihrem Heizkissen

Funktion:

- 10 Temperaturstufen einstellbar (30 °C/86 °F bis 70 °C/158 °F).
- 4 einstellbare Timer-Stufen (45/60/120 Minuten); Auto-Off-Funktion.

Extralanges 7 Fuß langes Kabel: Erleichtert die Verwendung bequem vom Bett oder Lieblingsstuhl aus

Maschinenwaschbar: Schalten Sie das Heizkissen aus und ziehen Sie den Stecker des Heizkissens aus der Steckdose. Entferne das Controller und Netzteil. Das Heizkissen kann in der Maschine gewaschen werden und muss vorher getrocknet werden
Zusammenbau der Einheit. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel
Lagerung: Schalten Sie das Heizkissen aus, wählen Sie das Heizkissen aus und lagern Sie das Heizkissen an einem trockenen, sicheren, sauberen und kühlen Ort nach dem Aufräumen
Bewahren Sie die Versandverpackung für den Fall auf, dass Ihr Gerät gewartet werden muss. (Wenn dieses Gerät ohne Originalverpackung versendet wird, kann es zu Schäden kommen und zum Erlöschen der Garantie führen.)

ANWEISUNGEN VOR DER INBETRIEBNAHME

Überprüfen Sie beim Herausnehmen des Geräts aus der Verpackung, ob Transportschäden vorliegen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Informieren Sie sofort den Spediteur und Händler, wenn das Gerät Anzeichen von Schäden durch unsachgemäße Handhabung aufweist.

Inhalt:

1 Heizkissen, 1 Bedienungsanleitung, 1 Controller mit Netzkabel

Haftungsbeschränkungen:


1. Die Nutzungsbedingungen gelten ohne Ihre Zustimmung und ohne Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder den hier aufgeführten Hinweis.
2. Ordnungsgemäße Verwendung einschließlich Überprüfung aller Sicherheitsvorkehrungen
3. Keine verbotene oder rechtswidrige Nutzung. Die Produkte sind nur für den menschlichen Gebrauch bestimmt
4. Wir behalten uns das Recht vor, die Geschäftsbedingungen, unter denen dieses Produkt angeboten wird, zu ändern
5. Der Käufer übernimmt alle Risiken und Haftung aus der Verwendung dieses Produkts. Wir haften nicht für Schäden, die sich aus der Verwendung oder dem Missbrauch dieses Produkts ergeben

Spezifikationen:

Modellname:	Heizkissen		
Modell Nr.:	FY-HW1216	FY-HW1224	FY-HW1630
Größe:	30x40cm	30x60cm	40*76cm
Leistung:	50 Watt	75 Watt	120 Watt

Regler

1. Nachdem der Strom angeschlossen wurde, werden alle Kontrollleuchten ges und in den Standby-Modus versetzen
2. Klicken Sie zum Einschalten auf den Netzschalter.
3. Klicken Sie auf die Temperaturtaste, um die Temperatur anzupassen
Level 1 bis 10 (Level 1-86F, Level2-95F, Level3-104F, Stufe 4-113 °F, Stufe 5-122 °F, Stufe 6-131 °F, Stufe 7-138 °F Stufe 8-146F, Stufe 9-150F, Stufe 10-158F
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Timing“, um die Timerstufe auf 45/60/120 Minuten einzustellen.



Anleitung für elektrische Fahrerschilder

Merci d'avoir choisi le chauffage. Notre but est de fournir die besten Produkte, um Ihr Leben zu verbessern

Coussin chauffant. Im Gegenteil, eine elektrische Ladung oder ein Brand könnten die Ursache der Läsionen sein
Corporelles-Gräber.
Aufmerksamkeit!

Risque de choc électrique

Das Produkt entspricht einer spezifischen Spezifikation für mich

Achtung: Es handelt sich um ein elektrisches Produkt. Bitte beachten Sie vor der Verwendung die Anweisungen. Im Gegenteil Eine elektrisierende Schokolade oder ein Brand könnten die Ursache für Verletzungen des Körpers oder der Gräber sein

1. Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
2. Reservieren Sie einen Innenraum.
3. Benutzen Sie nicht sichtbare Teile, die nicht sichtbar sind (Risse, Risse oder sichtbare Fasern und thermische Elemente).
4. Stellen Sie den Block sofort wieder her und entfernen Sie ihn, um den Fahrer zu verlassen, oder speichern Sie ihn während der Nutzung
5. Herzpatienten in der Serie, die von einem Heizgerät und weiblichen Patienten abhängig sind
- Bevor Sie Ihren Arzt aufsuchen, prüfen Sie bitte, ob Sie einen Arzt aufsuchen
6. Benutzen Sie nicht unbewusst und vernünftig den Kopf
7. Ändern Sie nicht die Taste, die Fils und die Chauffants-Elemente
8. Benutzen Sie das Zimmer nicht zum Schlafen. Lassen Sie die Couch nicht mit einem Tisch oder einer beleuchteten Decke fahren
9. Benutzen Sie die Absperrung nicht, um sie zu entfernen.
10. Versuchen Sie nicht, ein zu entfernendes Objekt zu verwenden, um die Plaque zu entfernen.
11. Verwenden Sie kein anderes elektronisches Chauffage-Gerät in Verbindung mit Ihrem Chauffeur-Kompressor.
12. Der Block-Chauffant darf nicht an meine Grenzen stoßen.
13. Behalten Sie den Block Chauffant Ihres Korps bei, Sie werden ihn nicht verlassen und Sie werden nicht auf dem Block Chauffant bleiben
14. Bitte beachten Sie nicht, dass Sie sich vor der Nutzung auf der Plakette befinden.
15. Nicht für Kinder verwenden
16. Debrancher wenn es nicht verwendet wird
17. Ich verwende nichts, wenn es mouille ist.
18. Keine Netto-Fahrt. Die Zahlungsmittel dürfen die Kinder nicht entlasten.
19. Benutzen Sie kein Speerwasser oder keine Nettoyage-Flüssigkeit
20. N'utilisez pas de wringer.
21. Ne repasse pas ta Plaque Chauffante
22. Niemals Naphtalin oder andere Sprays verwenden
23. Schließen Sie das Produkt nicht wieder an oder verwenden Sie es, bis es fertig ist
24. Verwenden Sie keine schmerzlindernde Creme in Kombination mit Ihrem Fahrerblock

Funktion:

- 10 Temperaturregler (30 °C/86 °F bis 70 °C/158 °F)
- 4 Minuten pro Einstellung (45/60/120 Frappe);Automatischer Abzug
- Cordon Extra-Long mit 7 Beinen: Es ist einfacher, den Komfort Ihres Sofas oder Ihrer bevorzugten Chaiselongue zu nutzen

Waschmaschinen-Waschbecken: Entfernen Sie den Chauffant-Block, entfernen Sie den Thermigue-Block von der Toilettenschüssel
Enlevez le controleur et l' unite d'alimentation. La plaque chauffante peut etre lavée a la machine et doit
Stellen Sie sicher, dass das Gerät wieder zusammengebaut wird. Benutzen Sie keine sauberen Kaminöfen
Stockage: Den Block des Chaleurs festlegen, den Block des Chaleurs komponieren, den Block in einem E-Block platzieren
ndroit sec, sur, propre et frais apres le nettoyage
Beschleunigen Sie die Verpackungen, damit Sie sie bei Bedarf verwenden können

Treten Sie ein.

ANWEISUNGEN vor

der Operation

Bitte überprüfen Sie, ob das Verpackungspapier und die Transportsicherung vorhanden sind. Wenden Sie sich umgehend an Ihren Auftraggeber und Ihren Konzessionär, wenn Sie die Eigentumszeichen wegen einer böswilligen Manipulation vorlegen. Sommaire:
1 Fahrerblock, 1 manueller Bediener, 1 Kontrolleur mit Lebensmittelkette

Haftungsbeschränkungen:


1. Die Nutzungsbedingungen gelten ausschließlich unter der Bedingung, dass Sie sie ohne Änderung akzeptieren
- Bedingungen oder vorherige Aufzählungen im vorliegenden Dokument.
2. Die ordnungsgemäße Nutzung umfasst die Prüfung aller Sicherheitsvorkehrungen
3. Die Nutzung ist verboten oder illegal. Diese Produkte sind nicht dazu bestimmt, dass die Verwendung durch den Menschen einzigartig ist.
4. Wir behalten uns das Recht vor, die Bedingungen für die angebotenen Produkte zu ändern.
5. Der Verkäufer geht davon aus, dass alle Risiken und die gesamte Verantwortung bei der Verwendung dieses Produkts liegen
- Wir sind nicht für Schäden verantwortlich, die für die Nutzung oder den Missbrauch dieses Produkts verantwortlich sind

Spezifikationen:

Name des Modells:	Plakette Chauffante		
Modellnummer:	FY-HW1216	FY-HW1224	FY-HW1630
Größe:	30x40cm	30x60cm	40*76cm
Leistung:	50 Watt	75 Watt	120 Watt

Kontrolleur

1. Nachdem der Strom angeschlossen wurde, werden alle Kontrollleuchten ges und in den Standby-Modus versetzen
2. Klicken Sie auf den Knopf für die Stromversorgung, um mich zu versorgen.
3. Klicken Sie auf die Temperaturtaste. Gießen Sie die Temperatur ein
Niveau 1 bis 10(Niveau 1-86FNiveau 2-95FNiveau 3-104F Niveau 4-113F, Niveau 5-122F, Niveau 6-131F, Niveau 7-138F Niveau 8-146F, Niveau 9-150F, Niveau 10-158F).
4. Klicken Sie auf die Minutentaste, um die Minutenstufe einzustellen (45/60/120 Min.).



Instructions pour le coussin chauffant électrique

Merci d'avoir choisi le coussin chauffant. Notre objectif est de fournir les meilleurs produits pour améliorer votre vie. Il s'agit d'un produit électrique. Veuillez vous assurer de lire et de comprendre les instructions ci-dessous avant d'utiliser votre coussin chauffant. Ne pas le faire pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie entraînant des blessures corporelles graves.

AVERTISSEMENT!

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Le produit est conçu spécifiquement pour les humains.

AVERTISSEMENT! Il s'agit d'un produit électrique. Veuillez lire toutes les directions avant utilisation. Ne pas le faire peut provoquer un choc électrique ou un incendie provoquant des blessures corporelles graves.

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
2. Pour usage intérieur uniquement
3. Ne pas utiliser si des dommages visibles sont apparents (fissures, déchirures ou fils et éléments chauffants exposés).
4. Doit éteindre instantanément le coussin chauffant et le débrancher en cas de surchauffe ou de saveur carbonisée lors de l'utilisation.
5. Les patients cardiaques graves, ceux qui dépendent d'un stimulateur cardiaque et les femmes enceintes doivent vérifier avec leur médecin avant utilisation
6. Ne pas utiliser pour les personnes inconscientes et sensibles à la chaleur.
7. N'apportez aucune modification au bouton de commutation, aux fils et à l'élément chauffant.
8. Ne pas utiliser pendant le sommeil ; Ne placez pas le coussin chauffant sous un matelas ou une couette lors de son utilisation.
9. N'utilisez pas le cordon comme poignée.
10. Ne percez pas et n'utilisez pas d'objet pointu pour fixer le coussin chauffant.
11. N'utilisez pas un autre appareil chauffant électronique en conjonction avec votre coussin chauffant
12. Ne rentrez pas le coussin chauffant lors de son utilisation.
13. Couvrez uniquement le coussin chauffant sur votre corps, ne vous asseyez pas et ne vous allongez pas sur le coussin chauffant.
14. Ne pas entasser ni couvrir quoi que ce soit sur le coussin chauffant lors de son utilisation.
15. Ne pas utiliser pour les enfants.
16. Débranchez lorsque vous ne vous en servez pas
17. Ne l'utilisez pas lorsqu'il est mouillé.
18. Ne nettoyez pas à sec ce coussin chauffant. Les solvants de nettoyage à sec peuvent endommager les fils.
19. N'utilisez pas d'eau de Javel ni de liquides de nettoyage
20. N'utilisez pas d'essoreuse.
21. Ne repassez pas votre coussin chauffant.
22. N'utilisez pas de boules à naphtaline ou de sprays d'aucune sorte
23. Ne rebranchez pas le produit chauffé et ne l'utilisez pas tant qu'il n'est pas complètement sec.
24. N'utilisez pas de crème analgésique en combinaison avec votre coussin chauffant

Fonction:

10 niveaux de température à régler (30C/86F à 70C/158F).

4 niveaux de minuterie à régler (45/60/120 minutes.) ; Fonction d'arrêt automatique.

Cordon extra-long de 7 pieds : facilite son utilisation dans le confort de votre lit ou de votre chaise préférée

Lavable en machine : éteignez le coussin chauffant, débranchez le coussin chauffant de la prise murale. Retirer le

Contrôleur et unité d'alimentation. Le coussin chauffant peut être lavé en machine et doit être sec avant

remontage de l'unité. N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques

Stockage : éteignez le coussin chauffant, composez le coussin chauffant, rangez le coussin dans un endroit sec, sûr, propre et frais.

après nettoyage

Conservez l' emballage d'expédition pour pouvoir l'utiliser au cas où votre appareil aurait besoin d'un entretien. (Si cet appareil est expédié sans son emballage d'origine, des dommages pourraient survenir et annuler la garantie)

INSTRUCTIONS DE PRÉ-UTILISATION

Lorsque vous retirez l'appareil de la caisse d'emballage, vérifiez tout dommage causé par le transport. Veuillez contacter votre l'expéditeur et le revendeur immédiatement si l'appareil présente des signes de dommages dus à une mauvaise manipulation.

Contenu:

1 coussin chauffant, 1 manuel d'utilisation, 1 contrôleur avec cordon d'alimentation

Limites de responsabilité :


1. Les conditions d'utilisation sont inconditionnelles de votre acceptation, sans modification des termes et conditions ou l'avis répertorié dans les présentes.
2. Utilisation appropriée, y compris l'examen de toutes les précautions de sécurité
3. Aucune utilisation interdite ou illégale. Les produits sont destinés à un usage humain uniquement
4. Our se réserve le droit de modifier les termes et conditions dans lesquels ce produit est proposé
5. L'acheteur assume tous les risques et responsabilités liés à l'utilisation de ce produit. Notre responsabilité n'est pas engagée en cas de dommages résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ce produit

Caractéristiques:

Nom du modèle:	Coussin chauffant		
Numéro de modèle :	FY-HW1216	FY-HW1224	FY-HW1630
Taille:	30x40cm	30x60cm	40*76 cm
Pouvoir:	50Watts	75Watts	120Watts

Manette

1. Une fois l'alimentation branchée, tous les voyants sont scannés et mettre en mode veille
2. Cliquez sur le bouton d'alimentation pour allumer.
3. Cliquez sur le bouton de température pour régler la température de niveau 1 à 10 (niveau1-86F, niveau2-95F, niveau3-104F, niveau4-113F, niveau5-122F, niveau6-131F, niveau7-138F niveau 8-146F, niveau 9-150F, niveau 10-158F
4. Cliquez sur le bouton Timing pour régler le niveau de la minuterie (45/60/120 minutes)



Instructions pour les plaques chauffantes électriques

Merci d'avoir choisi le chauffage. Notre mais est de fournir les meilleurs produits pour améliorer votre vie. C'est un produit électrique.Veuillez lire et comprendre les instructions ci-dessous avant d'utiliser votre

coussin chauffant.Dans le cas contraire,un choc électrique ou un incendie peut causer des lésions

tombes corporelles.

Attention!

Risque de choc électrique

Le produit est conçu spécifiquement pour l'homme

Attention : c'est un produit electrigue.Rouge toutes les instructions avant utilisation.Dans le cas contraire un choc électrique ou un incendie peut causer des lésions corporelles graves

- 1.Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- 2.Réservez un l'intérieur.
- 3.Ne pas utiliser si des dommages visibles sont apparents (fissures,déchirures ou fils apparents et élément thermique)
- 4.Doit eteindre instantanément le bloc chauffant et débrancher en cas de surchauffe ou de saveur carbonisée en cours d'utilisation
- 5.Les patients cardiaques sérieux,ceux qui dépendent d'un calebreur et les femmes enceintes devrait vérifier avec leur medecin avant l'utilisation
- 6.Ne pas utiliser pour inconscient et sensible à la chaleur
- 7.Ne modifiez pas le bouton, les fils et les éléments chauffants
- 8.Ne pas utiliser pour dormir;Ne pas mettre la couette chauffante sous un matelas ou un couvre-lit lors de l'utilisation
9. N'utilisez pas le cordon comme poignée.
10. Ne pas ponctionner ou utiliser un objet tranchant pour fixer la plaque chauffante.
- 11.N'utilisez pas un autre dispositif électronique de chauffage en conjonction avec votre compresse chauffante.
12. Ne pas border le bloc chauffant à l'usage.
- 13.Couvrez seulement le bloc chauffant de votre corps, ne vous asseyez pas et ne vous allongez pas sur le bloc chauffant
14. Ne pas entasser et couvrir quoi que ce soit sur la plaque chauffante lors de l'utilisation.
- 15.Ne pas utiliser pour les enfants
- 16.Débrancher quand il n'est pas utilisé
17. Ne j'utilise pas quand il est mouille.
18. Ne nettoyez pas ce chauffage. Les solvants de nettoyage à sec peuvent endommager les fils.
19. N'utilisez pas d'eau de javel ou de liquide de nettoyage
20. N'utilisez pas de presse.
- 21.Ne repassez pas ta plaque chauffante
22. Ne pas utiliser de naphtaline ou de spray d'aucune sorte
- 23.Ne pas rebrancher le produit chauffe ou l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit complètement sec
24. N'utilisez pas de crème analgésique en combinaison avec votre bloc chauffant

Fonction :

10 températures par réglage (30C/86F à 70C/158F)

4 minutes à régler (45/60/120frappe);Arret automatique

Cordon Extra-Long de 7 pieds:il est plus facile à utiliser depuis le confort de votre lit ou de votre chaise préférée

Lavable de la Machine:eteignez le bloc chauffant,débranchez le bloc thermigue de la sortie de la paroi

Enlevez le contrôleur et l'unité d'alimentation. La plaque chauffante peut être lavée à la machine et doit

etre seche avant de réassembler l'unité.N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques

Stockage : eteignez le bloc de chaleur, composez le bloc de chaleur, entreposez le bloc dans un e

ndroit sec,sur,propre et frais après le nettoyage

Continuez a expedier des emballages pour les utiliser au cas ou votre unité aurait besoin d'être

entretenue.(si cette unité est expédiée sans

l'emballage d'origine, des dommages peuvent

se produire et la garantie

ne peut être annulée. Avant de le sortir de l'emballage, vérifiez

s'il y a des dégâts au transport. Veuillez contacter immédiatement

votre chargeur et votre concessionnaire si l'unité présente des signes de dommages dus à une mauvaise manipulation Sommaire :

1 bloc chauffant,1 manuel utilisateur,1 contrôleur avec cordon d'alimentation

Limitations de la responsabilité :


- 1.Les conditions d'utilisation sont inconditionnelles à condition que vous acceptiez, sans modification des conditions ou préavis énumérées dans le présent document.
2. Utilisation appropriée, y compris l'examen de toutes les précautions de sécurité
3. Pas d'utilisation interdite ou illégale. Ces produits sont destinés à l'usage humain uniquement.
4. Nous nous réservons le droit de modifier les conditions dans lesquelles ce produit est offert.
5. L'acheteur assume tous les risques et toute responsabilité liés à l'utilisation de ce produit.Nous ne nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'utilisation ou l'abus de ce produit

Caractéristiques:

Nom du modèle :	Plaque chauffante		
Numéro du modèle :	FY-HW1216	FY-HW1224	FY-HW1630
Taille :	30x40cm	30x60cm	40*76 cm
Pouvoir:	50Watts	75Watts	120Watts

contrôleur

1. Une fois l'alimentation branchée, tous les voyants sont scannés et mettre en mode veille
2. Cliquez sur le bouton d'alimentation O pour allumer.
3. Cliquez sur le bouton température . pour régler la température Niveau 1 à 10(niveau 1-86Fniveau 2-95Fniveau 3-104F Niveau 4-113F,niveau 5-122F,niveau 6-131F.niveau 7-138F Niveau 8-146F, niveau 9-150F, niveau 10-158F).
4. Cliquez sur le bouton minuteur pour régler le niveau de minuteur (45/60/120mints).



正面

電熱パッドの説明書

ヒーターパッドをお使いいただきありがとうございます。私たちの目標は、あなたらの生活を向上させる最高の製品を提供することです。これは電気製品です。加熱パッドを使用する前に、以下の指示を必ず読んで理解してください。そうしないと、感電や火災が発生し、重大な人身傷害を引き起こす可能性があります。

警告！

感電の危険性

この製品は人間向けに特別に設計されています。

警告！本製品は電気製品です。ご使用前に全方向に赤みを付けてください。そうしないと危険があります。

感電や火災の原因となり、重大な人身傷害を引き起こす可能性があります。

- この製品を使用する前に、すべての指示をお読みください。
- 屋内専用
- 目に見える損傷がある場合は使用しないでください（亀裂、裂け目、露出したワイヤーや発熱体）。
- 使用中に過熱またはフレーバーが焦げた場合は、直ちに加熱パッドをオフにし、プラグを抜いてください。
- 重篤な心臓病患者、ペースメーカーを使用している方、妊娠中の方はご確認ください。
使用前に医師に相談してください
- 意識のない人、熱に弱い人は使用しないでください。
- スイッチボタン、ワイヤー、発熱体を改造しないでください。
- 就寝時には使用しないでください。使用するときは、温熱パッドをマットレスや掛け布団の下に置かないでください。
- コードをハンドルとして使用しないでください。
- 加熱パッドを固定するために穴を開けたり、鋭利なものを使用したりしないでください。
- 他の電子加熱装置を加熱パッドと併用しないでください。
- 使用時に加熱パッドを押し込まないでください。
- 加熱パッドは体にもみ使用し、加熱パッドの上に座ったり横になったりしないでください。
- 使用時に加熱パッドの上に何かを積んだり覆ったりしないでください。
- 小児には使用しないでください。
- 使用しないときはプラグを抜く
- 濡れた状態で使用しないでください。
- この加熱パッドをドライクリーニングしないでください。ドライクリーニング溶剤はワイヤーを損傷する可能性があります。
- 漂白剤や洗浄液は使用しないでください。
- 絞り器は使用しないでください。
- 加熱パッドにアイロンをかけないでください。
- いかなる種類の防虫剤やスプレーも使用しないでください。
- 加熱した製品を再接続したり、完全に乾くまで使用しないでください。
- 鎮痛クリームを温熱パッドと組み合わせて使用しないでください

関数：

- 10段階の温度レベルで調整可能(30C/86Fから70C/158F)。
- 4つのタイマーレベルを調整 (45/60/120 分)。オートオフ機能。
- 7フィートの超長コード: ベッドやお気に入りの椅子に座ったままでも簡単に使用できます。

洗濯機洗可能：加熱パッドの電源を切り、壁のコンセントから加熱パッドのプラグを抜きます。を削除します。

コントローラーと電源ユニット。加熱パッドは洗濯機で洗えますが、前に乾燥させる必要があります。

ユニットを再組み立てします。化学薬品のクリーナーは使用しないでください

保管: ヒートパッドの電源を切り、ヒートパッドをダイヤルアウトし、パッドを乾燥した安全で清潔で涼しい場所に保管してください。

掃除した後

ユニットの修理が必要な場合に備えて、輸送用の梱包材を保管しておいてください。

(このユニットが元の梱包なしで出荷された場合、損傷が発生し、保証が無効になる可能性があります)

操作前の指示

梱包ケースからユニットを取り出す際は、輸送中の損傷がないか確認してください。販売店にご連絡ください。

ユニットに誤った取り扱いによる損傷の兆候がある場合は、直ちに荷送人および販売店に連絡してください。

コンテンツ：

加熱パッド 1 個、ユーザーマニュアル 1 冊、電源コード付きコントローラー 1 個

責任の制限:


- 利用規約は、お客様が承諾した時点で無条件となり、利用規約は変更されません。
またはここに記載されている通知。
- すべての安全上の注意事項の確認を含む適切な使用
- 禁止または違法な使用は禁止されています。製品は人間の使用のみを目的としています
- 当社は、この製品の提供条件を変更する権利を留保します。
- 買い手は、この製品の使用によるすべてのリスクと責任を負います。当社はいかなる損害についても責任を負いません
この製品の使用または誤用に起因するもの

仕様:

モデル名:	加温パッド		
モデル番号.:	FY-HW1216	FY-HW1224	FY-HW1630
サイズ:	30×40cm	30×60cm	40×76cm
パワー:	50ワット	75ワット	120ワット

コントローラ

- 電源が接続されると、すべてのインジケーターライトがスキャンされます。
そしてスタンバイモードに入る
- 電源ボタンをクリックして電源を入れます。
- 温度ボタンをクリックして温度を調整します。
レベル1〜10(レベル1〜86F、レベル2〜95F、レベル3〜104F、
レベル4-113F、レベル5-122F、レベル6-131F、レベル7-138F
レベル8-146F、レベル9-150F、レベル10-158F
- 「タイミング」ボタンをクリックしてタイマーレベルを調整します (45/60/120分)



反面

説明書を注ぐレ プラーク ショーファント電気

Merci d'avoir choisi le chauffage. Notre but est de fournir les meilleurs produits pour ameliorer votre vie C'est un produit electrique.Veuillez lire et comprendre les指示 ci-dessous avant d'utiliser votre

Coussin chauffant.Dans le cas contraire, unchoc electrique ou un incendie peut Causer des病变

伍長の墓。

注意！

危険なチョコレート電気

Le produit est concu specifiquement pour l'homme

注意: c'est un produit electrique.Rouge toutes les interaction avant utilisation.Dans le cas contraire

アン・チョコ・エレクトリック・オ・アン・インセンディ・ピュート・コーサー・デ・病变の死体の墓

- Lisez は、製品の活用に関する指示を宣伝します。
- l'interieurを予約します。
- Ne pas utiliser si des dommagesvisiblesontparents (亀裂、デキルレス、フィルス見かけ、要素テルミグ)
- 消費者と消費者の両方を瞬間的に管理し、炭酸ガスを節約して利用する
- 深刻な心臓病を患う患者たち、そして、女性の危機に依存する患者たち
devraient verifier avec leur medecin avant l'utilisation
- Ne pas utiliser pour inconscient et sensible a la Chaleur
- フートン、フィス、要素を変更する必要があります
- Ne pas utiliser pour dormir;Ne pasmettre la couette chauffante sous un matelas ou un couvre-lit lors de l'utilisation
- N'utilisez pas le Cordon comme poignee.
- プラークショーファントの固定剤を注ぐオブジェクトランチャントを利用する必要があります。
- N'utilisez pas un autre dispositif electricnigue de chauffage en conjonction avec votre compresse
chauffanteborder le bloc chauffant a l'の使い方。
- Couvrez seulement le bloc chauffant de votre corps、ne vous asseyez pas et ne vous allongez pas sur le bloc chauffant
- 使用上の注意点は、運転手による安全性を保証することです。
- Ne pas utiliser pour les enfants
- デブランチャー・クアンド・イル・ネスト・バズ・活用
- 私は、最高の瞬間を利用します。
- Ne nettoyez pas ce chauffage.Les solvants de nettoyage a sec peuvent endommager les fils.
- N'utilisez pas d'eau de javel ou de liquid de nettoyage
- ヌティリゼ・パ・ド・リンガー。
- Ne repasse pas ta plaque
chauffanteンを使用したりスプレーしたりする必要はありません
- Ne pas reconnecter le produit chauffe ou l'utiliser jusqu'a ce qu'il soit completement sec
- 最高の鎮痛法と組み合わせた治療法を使用する

機能:

- 10 温度調節器 (30C/86F、70C/158F)
- 4 分アジャスター (45/60/120 フラップ);Arret automatique
- Cordon Extra-Long de 7 pieds: il est plus facile a utiliser depuis le confort de votre lit ou de votre chaise fereee

ラバブル・デ・ラ・マシン: eteignez le bloc chauffant、debranchez le bloc テルミグ・デ・ラ・ソーティ・デ・ラ・パロワ

Enlevez le controleur et l'unite d'alimentation.La plaque Chauffante peut etre lavee a la machine et doit

ネットトイアンのチミケを再構築する前に実行する必要があります。

在庫: eteignez le bloc de Chaleur、composez le bloc de Chaleur、entreposez le block dans un e

ndroit sec、sur、propre et frais apres le nettoyage

Continuez a expedier des emballages pour les utiliser au cas ou votre unite aurait besoin d'etre

entreteneue. (si cette unite est expediee sans l'emballage d'origine、des dommages

peuvent se produire et la

garantie peut etre annulee si le bouton d'emballage、verifiez s'il y

a des degats au Transport.Veuillez contacter imimment votre rechargeur

et votre concessionnaire si l'unite presente des Signes

de dommages dus a une mauvaise の操作 Sommaire:

ブロック運転手 1 名、マヌエル ユーティリティ 1 名、管理者 1 名、緊急非常事態

責任の制限:


- 利用に関する条件は、変更を加えずに受け入れるという条件を無条件にします
条件については、現在の文書の列挙を事前に確認してください。
- 安全上の注意事項を含む適切な利用
- Pas d'utilisation interdite ou違法。Ces produits sont destines a l'use human uniquement.
- 最高の製品を提供するための条件を変更するための留保金はありません。
- L'acheteur は、生産性の向上と責任を負うものとしします。Nous ne
製品の利用や不正行為の原因となる責任はいくつかあります

仕様:

モデル番号:	プラーク・ショーファント		
モデル番号:	FY-HW1216	FY-HW1224	FY-HW1630
タイユ:	30×40cm	30×60cm	40×76cm
パワー:	50ワット	75ワット	120ワット

コントローラー

- 電源が接続されると、すべてのインジケーターライトがスキャンされます。
そしてスタンバイモードに入る
- Cliquez sur le bouton d'alimentation O pour l'allumer。
- クリーク・シュール・ブートンの温度。注ぐアジャスター、温度
ニヴォー 1 a 10(ニヴォー 1-86F ニヴォー 2-95F ニヴォー 3-104F
ニボー 4-113F、ニボー 5-122F、ニボー 6-131F、ニボー
7-138F、ニボー 8-146F、ニボー 9-150F、ニボー 10-158F)。
- Cliquez sur le bouton minutesur pour
ajuster le niveau de minimum (45/60/120mints)。



Istruzioni per il cuscino riscaldante elettrico

Grazie per aver scelto il cuscino riscaldante. Il nostro obiettivo è fornire i migliori prodotti per migliorare la tua vita. Questo è un prodotto elettrico. Assicurati di leggere e comprendere le istruzioni seguenti prima di utilizzare il cuscino riscaldante. In caso contrario, si potrebbero verificare scosse elettriche o incendi, con conseguenti gravi lesioni personali.

AVVERTIMENTO!

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE

Il prodotto è progettato specificamente per l'uomo.

AVVERTIMENTO! Questo è un prodotto elettrico. Si prega di leggere tutte le indicazioni prima dell'uso. In caso contrario, ciò potrebbe provocare scosse elettriche o incendi con conseguenti gravi lesioni personali.

1. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.
2. Solo per uso interno
3. Non utilizzare se sono evidenti danni visibili (crepe, strappi o fili ed elemento riscaldante esposti)
4. È necessario spegnere immediatamente il cuscinetto riscaldante e scollegarlo in caso di surriscaldamento o carbonizzazione in uso.
5. Si consigliano controlli ai cardiopatici gravi, ai portatori di pacemaker e alle donne incinte consultare il medico prima dell'uso
- 6.Non utilizzare su persone incoscienti e sensibili al calore
7. Non apportare alcuna modifica al pulsante dell'interruttore, ai cavi e all'elemento riscaldante.
8. Non utilizzare durante il sonno; Non mettere il termoforo sotto il materasso o la trapunta durante l'uso.
- 9.Non utilizzare il cavo come maniglia.
10. Non forare né utilizzare oggetti appuntiti per fissare il termoforo
11. Non utilizzare un altro dispositivo di riscaldamento elettronico insieme al termoforo
12. Non infilare il termoforo durante l'uso.
13. Coprire il termoforo solo sul corpo, non sedersi o sdraiarsi sul termoforo
14. Non ammassare o coprire nulla sul termoforo durante l'uso.

- 15.Non utilizzare per i bambini.
- 16.Scollegare quando non in uso
- 17.Non utilizzarlo quando è bagnato.
18. Non lavare a secco questo termoforo. I solventi per il lavaggio a secco possono danneggiare i fili
- 19.Non utilizzare candeggina o liquidi detergenti
20. Non utilizzare uno strizzatoio.
21. Non stirare il termoforo.
- 22.Non utilizzare naftalina o spray di alcun tipo
- 23.Non ricollegare il prodotto riscaldato né utilizzarlo finché non è completamente asciutto
- 24.Non utilizzare la crema analgesica in combinazione con il termoforo

Funzione:

10 livelli di temperatura da regolare (da 30°C/86°F a 70°C/158°F).

4 livelli di timer da regolare (45/60/120 minuti); Funzione di spegnimento automatico.

Cavo extra lungo da 7 piedi: facilita l'utilizzo comodamente dal tuo letto o dalla tua sedia preferita

Lavabile in lavatrice: spegnere il termoforo, scollegare il termoforo dalla presa a muro. Rimuovi il controller e alimentatore. Il cuscino riscaldante può essere lavato in lavatrice e deve essere asciugato prima rimontare l'unità. Non utilizzare detergenti chimici
Conservazione: spegnere il cuscinetto termico, spegnerlo, conservare il cuscinetto in un luogo asciutto, sicuro, pulito e fresco dopo la pulizia
Conservare l'imballaggio di spedizione per utilizzarlo nel caso in cui l'unità necessiti di assistenza. (Se questa unità viene spedita senza l'imballaggio originale, potrebbero verificarsi danni e invalidare la garanzia)

ISTRUZIONI PRE-OPERAZIONALI

Quando si rimuove l'unità dall'imballaggio, verificare la presenza di eventuali danni dovuti al trasporto. Si prega di contattare il vostro immediatamente lo spedizioniere e il rivenditore se l'unità presenta segni di danni derivanti da un uso improprio.

Contenuti:

1 termoforo, 1 manuale utente, 1 controller con cavo di alimentazione

Limitazioni di responsabilità:

1. I termini di utilizzo sono incondizionati dopo la tua accettazione, senza modifiche ai termini e alle condizioni o avviso qui elencato.
2. Uso corretto, inclusa la revisione di tutte le precauzioni di sicurezza
3. Nessun uso vietato o illegale. I prodotti sono destinati esclusivamente all'uso umano
- 4.Ci riserviamo il diritto di modificare i termini e le condizioni in base ai quali viene offerto questo prodotto
- 5.L'acquirente si assume tutti i rischi e le responsabilità derivanti dall'uso di questo prodotto. Il nostro non è responsabile per eventuali danni derivanti dall'uso o dall'abuso di questo prodotto

Specifiche:

Nome del modello:	Impacco caldo		
Modello numero.:	FY-HW1216	FY-HW1224	FY-HW1630
Misure:	30x40 cm	30x60 cm	40*76 cm
Energia:	50 Watt	75 Watt	120 Watt

Controllore

1. Dopo aver collegato l'alimentazione, tutti gli indicatori luminosi vengono scelti e mettere in modalità standby
- 2.Fare clic sul pulsante di accensione per accendere.
- 3.Fare clic sul pulsante della temperatura da cui regolare la temperatura livello da 1 a 10 (livello1-86F, livello2-95F, livello3-104F, livello4-113F, livello5-122F, livello6-131F, livello7-138F livello 8-146F, livello 9-150F, livello 10-158F
- 4.Fare clic sul pulsante Timing per regolare il livello del timer (45/60/120 minuti)



Istruzioni per le placche riscaldanti elettriche

Grazie per aver scelto il chauffage. Notre but est de fournir les meilleurs produits pour ameliorer votre vie C'est un produit electric. Veuillez lire et comprendre les instructions ci-dessous avant d'utiliser votre

cugino chauffant. Nel caso contrario, un colpo elettrico o un incendio possono causare lesioni tombe a corporelle.
Attenzione!

Rischio di choc elettrico

Le produit est concu specifiquement pour l'homme

Attenzione: c'est un produit electric.Rouge toutes les instructions avant utilisation.Dans le cas contraire un choc elettrico o un incendio possono causare lesioni corporali gravi

- 1.Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- 2.Prenota un l'intérieur.
- 3.Non utilizzare se i danni visibili sono evidenti (fessure, déchirures o fils apparents et element thermigue)
- 4.Doit eteindre istantaneamente il bloc chauffant et debrancher in caso di surchauffe o de saveur carbonisee durante l'utilizzo
5. I pazienti cardiaci serie, quelli che dipendono da un calendario e le donne cinte devraient verifier avec leur medecin avant l'utilisation
- 6.Ne pas utiliser pour inconscient et sensible a la chaleur
- 7.Non modificare il pulsante, i filetti e gli elementi riscaldanti
- 8.Non utilizzare per dormire; non mettere la couette chauffante sotto un materasso o una copertura illuminata durante l'utilizzo
9. Non utilizzare il cordone come poignee.
10. Non applicare o utilizzare un oggetto tranchant per fissare la placca scaldante.
11. Non utilizzare un altro dispositivo elettronico di riscaldamento in combinazione con la compressa riscaldante
12. Ne pas border le bloc chauffant a l'usage.
13. Copri solo il blocco chauffant del tuo corpo, non asseyez pas e non ti allongerai sul blocco chauffant
14. Ne pas entasser et couvrir quoi que ce soit sur la plate chauffante lors de l'utilisation.
- 15.Non utilizzare per i bambini
- 16.Debrancher quand il n'est pas use
17. Ne l'utilisez pas quand il est mouille.
18. Non pulire lo chauffage. I solventi di pulizia al secondo possono danneggiare i fili.
19. Non utilizzare acqua di giavellotto o liquido di pulizia
20. Non utilizzare lo strizzatoio.
- 21.Ne repasse pas ta plates chauffante
22. Non utilizzare naftalina o spray di qualsiasi tipo
- 23.Ne pas reconnecter le produit chauffe ou l'utiliser jusqu'a ce qu'il soit completement sec
24. Non utilizzare la crema analgesica in combinazione con il blocco chauffant

Funzione:

10 temperature al regolatore (da 30C/86F a 70C/158F)

4 minuti a regolazione (45/60/120frappe);Arret automatique

Cordon Extra-Long a 7 piedi: è più facile da utilizzare dopo il comfort della tua poltrona o della tua poltrona preferita

Lavabile della macchina: eliminare il blocco chauffant, staccare il blocco termico della sortie della paroi
Rimuovere il controller e l'unità di alimentazione. La placca riscaldante può essere lavata sulla macchina e farlo

essere sicuri prima di rimontare l'unité. Non utilizzare detergenti chimici
Stockage: eteignez le bloc de chaleur, composez le bloc de chaleur, entreposez le bloc dans un endroit sec,sur,propre et frais apres le nettoyage
Continua a spedire gli imballaggi per utilizzarli nel caso in cui ti unisca l'aurait besoin d'etre

entreteneue.(si cette unite est expediee sans l'emballage d'origine, des dommages peuvent se produire et la garantie peut etre annulee). ISTRUZIONI preoperatorie
En levant l'appareil de la boite d'emballage,verifiez s'il y a des degats au Transport.Veuillez contacter immediatement votre chargeur et votre concessionnaire si l'unité presente des signes de dommages dus a une mauvaise manipolazione Sommaire:

1 blocco chauffant,1 manuale utente,1 controller con cavo di alimentazione

Limitazioni della responsabilità:


- 1.Le condizioni d'uso sono incondizionate e accettate senza modifiche des conditions ou preavis enumeres dans le present document.
2. Utilizzo appropriato, compreso l'esame di tutte le precauzioni di sicurezza
3. Non è stato utilizzato alcun prodotto interdite o illegale. Questi prodotti sono destinati all'utilizzo umano in modo urivoco.
4. Nous nous reservons le droit de modifier les conditions dans lesquelles ce produit est offert.
5. L'acquirente si assume tutti i rischi e tutta la responsabilità risiede nell'utilizzo di questo prodotto. Nous ne non sono responsabili dei danni causati dall'utilizzo o dall'abuso di questo prodotto

Specifiche:

Nome del modello:	Placca chauffante		
Numero del modello:	FY-HW1216	FY-HW1224	FY-HW1630
Taglia:	30x40 cm	30x60 cm	40*76 cm
Energia:	50 Watt	75 Watt	120 Watt

controleur

1. Dopo aver collegato l'alimentazione, tutti gli indicatori luminosi vengono scelti e mettere in modalità standby
2. Fare clic sul pulsante di alimentazione O per visualizzarlo.
3. Fare clic sul pulsante temperatura . versare per regolare la temperatura Livello 1 a 10(livello 1-86Flivello 2-95Flivello 3-104F Livello 4-113F, livello 5-122F, livello 6-131F. livello 7-138F Livello 8-146F, livello 9-150F, livello 10-158F).
4. Fare clic sul pulsante dei minuti per regolare il livello dei minuti (45/60/120 minuti).



正面

전기 가열 패드 지침

히팅패드를 선택해주셔서 감사합니다. 우리의 목표는 귀하의 삶을 향상시킬 수 있는 최고의 제품을 제공하는 것입니다. 이것은 전기 제품입니다. 히팅 패드를 사용하기 전에 아래 지침을 읽고 이해하십시오. 그렇지 않으면 감전이나 화재로 인해 심각한 신체 부상을 입을 수 있습니다.

경고!

감전 위험

이 제품은 인간을 위해 특별히 설계되었습니다.

경고! 이것은 전기 제품입니다. 사용하기 전에 모든 방향을 빨간색으로 표시하십시오. 그렇지 않으면 감전이나 화재로 인해 심각한 신체 부상을 입을 수 있습니다.

- 이 제품을 사용하기 전에 모든 지침을 읽으십시오.
- 실내에서만 사용하세요.
- 눈에 띄는 손상(균열, 찢어짐 또는 노출된 전선 및 발열체)이 있는 경우에는 사용하지 마십시오.
- 사용 중 과열되거나 탄맛이 나는 경우 즉시 가열 패드를 끄고 플러그를 뽑아야 합니다.
- 중증 심장질환자, 심박조율기에 의존하는 분, 임산부는 꼭 확인하세요

사용하기 전에 의사와

- 상담하세요
- 약이 없거나 열에 민감한 사람은 사용하지 마십시오.
- 스위치 버튼, 전선, 발열체 등을 개조하지 마십시오.
- 수면 중에는 사용하지 마십시오. 사용시 발열패드를 매트리스나 이불 밑에 넣지 마세요.
- 코드를 손잡이로 사용하지 마십시오.
- 히팅패드를 고정하기 위해 구멍을 뚫거나 날카로운 물체를 사용하지 마십시오.
- 히팅패드와 함께 다른 전자 가열 장치를 사용하지 마십시오.
- 사용시 가열 패드를 집어 넣지 마십시오.
- 히팅 패드는 신체에만 덮고 사용하세요. 히팅 패드 위에 앉거나 눕지 마세요.
- 사용시 히팅패드 위에 아무 것도 쌓거나 덮지 마십시오.
- 어린이에게는 사용하지 마세요.
- 사용하지 않을 때는 플러그를 뽑으세요.
- 물에 젖은 상태에서는 사용하지 마세요.
- 이 가열 패드를 드라이클리닝하지 마십시오. 드라이클리닝 용제는 전선을 손상시킬 수 있습니다.
- 표백제나 세정액을 사용하지 마세요.
- 탈수기를 사용하지 마십시오.
- 가열 패드를 다림질하지 마십시오.
- 흡연이나 스프레이 등을 사용하지 마세요.
- 가열된 제품을 다시 연결하거나 완전히 건조될 때까지 사용하지 마세요.
- 진통제를 히팅패드와 함께 사용하지 마세요.

기능:

- 10가지 온도 수준으로 조절할 수 있습니다(30C/86F ~ 70C/158F).
- 4가지 타이머 레벨 조정(45/60/120분); 자동 꺼짐 기능.
- 7피트 매우 긴 코드: 침대나 좋아하는 의자에서 편안하게 사용할 수 있습니다.

세탁기 사용 가능: 가열 패드를 끄고 벽면 콘센트에서 가열 패드를 분리하세요. 제거 컨트롤러 및 전원 장치. 가열 패드는 기계 세척이 가능하며 사용하기 전에 건조해야 합니다.

장치를 다시 조립합니다. 화학물질 세척제를 사용하지

마십시오. 발열 패드를 끄고, 열 패드를 꺼내고, 건조하고 안전하며 깨끗하고 서늘한 곳에 패드를 보관하십시오.

청소 후

장치에 서비스가 필요한 경우를 대비하여 배송 포장을 보관하십시오. (본 제품을 원래 포장 없이 배송할 경우 손상이 발생할 수 있으며 보증이 무효화될 수 있습니다.)

사전 작동 지침

제품을 포장 케이스에서 꺼낼 때 배송 중 파손된 부분이 있는지 확인하십시오. 당사에 문의하십시오.

장치에 잘못된 취급으로 인해 손상된 흔적이 있는 경우 배송업체와 판매업체는 즉시 즉시 조치를 취해야 합니다.

내용물:

가열 패드 1개, 사용자 설명서 1개, 전원 코드가 있는 컨트롤러 1개

책임의 한계:


- 이용약관은 귀하가 동의하는 즉시 이용약관의 변경 없이 무조건 적용됩니다.
- 또는 여기에 나열된
- 모든 안전 주의 사항을 검토하는 등 올바른 사용
- 금지되거나 불법적인 사용은 금지됩니다. 제품은 사람이 사용하도록 고안되었습니다.
- 당사는 이 제품이 제공되는 이용 약관을 변경할 권리가 있습니다.
- 구매자는 이 제품의 사용으로 인한 모든 위험과 책임을 집니다. 당사는 어떠한 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
- 본 제품의 사용 또는 오용으로 인해 발생하는 문제

명세서:

모델명:	가열 패드		
모델 번호.:	FY-HW1216	FY-HW1224	FY-HW1630
크기:	30x40cm	30x60cm	40*76cm
힘:	50와트	75와트	120와트

제어 장치

- 전원을 연결하면 모든 표시등이 스캔됩니다.
- 그리고 대기 모드로 전환
- 전원 버튼을 클릭하여 켜세요.
- 온도 버튼을 클릭하여 온도를 조정하세요.
- 레벨 1~10(레벨1-86F,레벨2-95F,레벨3-104F,레벨4-113F,레벨5-122F,레벨6-131F,레벨7-138F레벨 8-146F, 레벨 9-150F, 레벨 10-158F
- 타이밍 버튼을 클릭하여 타이머 레벨을 45/60/120분으로 조정하세요.



反面

지침은 레 플라크 chauffantes 전기를 따르십시오.

Merci d'avoir choisi le chauffage.Notre but est de fournir les meilleurs produits pour ameliorer votre vie C'est un produit electricrique.Veuillez lire et comprendre les 지침 ci-dessous avant d'utiliser votre

Coussin chauffant.Dans le cas Contraire,un choc 전기구 ou un incendie peut causer des 병변

시체 무덤.

주목!

위험한 드 쇼크 일렉트릭

Le produit est concu specigument pour l'homme

주의: c'est un produit 전기.Rouge는 레 지침 전위 활용을 선전합니다.Dans le cas Contraire un choc 전기구 ou un incendie peut causer des 병변 corporelles graves

1.Lisez는 레 지침을 avant d'utiliser ce produit로

2.안전관리자를 예약하세요.

3.Ne pas utiliser si des dommages visibles sont 겔보기(균열, 탈락 또는 fils 겔보기 및 요소 온도)

4.Doit eteindre instantanement le bloc chauffant et debrancher en cas de surchauffe ou de saveur carbonisee en cours d'utilisation

5.Les 환자 Cardiaques serieux,ceux quidependent d'un calebreur et les femmes enceintes devraient verifier avec leur medecin avant l'utilisation

6. 무책임하고 현명하게 행동하는 사람

7.Ne modifiez pas le bouton, les fils et les elements chauffants

8.Ne pas utiliser pour dormir;Ne pas mettre la couette chauffante sous un matelas ou un couvre-lit lors de l'utilisation

9. N'utilisez pas le cordon comme poignee.

10. Ne pas ponctionner ou utiliser un objet tranchant pour fixer la Plaque chauffante.

11.N'utilisez pas un autre dispositif electronicigie de chauffage en conjonction avec votrecompresse chauffante

12. Ne pas border le bloc chauffant a l'usage.

13.Couvrez seulement le bloc chauffant de votre corps,ne vous asseyez pas et ne vous allongez pas sur le bloc chauffant

14. Ne pas entasser et couvrir quoi que ce soit sur la 플라크 chauffante lors de l'utilisation.

15.Ne pas utiliser pour les enfants

16.Debrancher quand il n'est pas 활용

17. Ne l'utilisez pas quand il est mouille.

18. Ne nettoyez pas ce chauffage. Les solvants de nettoyage a sec peuvent endomager les fils.

19. N'utilisez pas d'eau de javel ou de liquide de nettoyage

20. N'utilisez pas de wringer.

21.Ne repass pas ta 플라크 운전사

22. Ne pas utiliser de naphthaline ou de 스프레이 d'aucune sorte

23.Ne pas reconnecter le produit chauffe ou l'utiliser jusqu'a ce qu'il soit 완료 초

24. N'utilisez pas de creme 진통제 조합 avec votre bloc chauffant

기능:

10 온도 조절기(30C/86F ~ 70C/158F)

4분 조절기(45/60/120frappe);Arret automatique

Cordon Extra-Long de 7 peeds: 가장 편리하고 활용도가 높은 depuis le confort de votre lit ou de votre chaise pleasuree

Lavable de la Machine: eteignez le bloc chauffant,debranchez le bloc thermigue de la sortie de la paroi

Enlevez le controleur et l' unite d'alimentation.La 플라크 chauffante peut etre lavee a la machine et doit etre seche avant de reassembler l' unite.N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques

재고: eteignez le bloc de chaleur, composez le bloc de chaleur, entreposez le bloc dans un e

ndroit sec,sur,propre et frais apres le nettoyage

Continuez a expedier des emballages pour les utiliser au cas ou votre unity aurait besoin d'etre

entreteneue.(si cette unity est expediee sans l'emballage d'origin,

des dommages peuvent se produire et la

garantie peut etre annulee). 수술 전 지침

관련 l'appareil de la boite d'emballage,verifiez s'il ya des

degats au Transport. Veuillez 연락 담당자 즉시 votre Chargeur

et votre concessionnaire si l' unite presentse des signes

de dommages dus a une mauvaise 조작 Sommaire:

블록 운전자 1명, 마누엘 유틸리티 전문가 1명, 영양 관리 책임자 1명

책임의 한계:

1.Les 조건 d'utilisation sont inconditionnelles a 조건 que vous acceptiez, sans 수정

조건은 현재 문서를 열거하는 조건입니다.

2. 적절한 활용은 보안 예방 조치를 검토하는 것으로 구성됩니다.

3. Pas d'utilisation interdite ou 불법.Ces produits sont는 사용자 고유의 사용 방식을 지정합니다.

4. Nous nous reservons le droit de modifier les 조건 dans lesquelles ce produit est Offert.


5. L'acheteur는 tous les risgues et toute responsabilite가 l'utilisation de ce produit이라고 가정합니다.Nous ne sommes pas responsables des dommages는 par l'utilisation ou l'abus de ce produit의 원인이 됩니다.

명세서:

모델 이름:	플라크 운전사		
모델 번호:	FY-HW1216	FY-HW1224	FY-HW1630
테일:	30x40cm	30x60cm	40*76cm
힘:	50와트	75와트	120와트

통제관

- 전원을 연결하면 모든 표시등이 스캔됩니다.
- 그리고 대기 모드로 전환
- Cliquez sur le bouton d'alimentation O pour l'allumer.
- Cliquez sur le Bouton 온도. 온도 조절 장치를 부여주세요
- 니보 1a 10(니보 1-86Fniveau 2-95Fniveau 3-104F니보 4-113F,니보 5-122F,니보 6-131F,니보 7-138F니보 8-146F,니보 9-150F,니보 10-158F).
- Cliquez sur le bouton Minuteur pour ajuster le niveau de Minuteur(45/60/120분).



正面

Instrukcje dotyczące elektrycznej podkładki grzewczej

Dziękujemy za wybranie poduszki grzewczej. Naszym celem jest dostarczanie najlepszych produktów poprawiających Twoje życie. Jest to produkt elektryczny. Przed użyciem poduszki grzewczej upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś poniższe instrukcje. Niezastosowanie się do tego może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar, powodując poważne obrażenia ciała.

OSTRZEŻENIE!

RYZIKO PORAZENIA PRĄDEM

Produkt przeznaczony jest specjalnie dla ludzi.

OSTRZEŻENIE! To jest produkt elektryczny. Przed użyciem prosimy o zaznaczenie wszystkich wskazówek. Niezastosowanie się do tego może spowodować spowodować porażenie prądem lub pożar powodujący poważne obrażenia ciała.

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem tego produktu.
2. Tylko do użytku w pomieszczeniach zamkniętych
3. Nie używaj, jeśli widoczne są widoczne uszkodzenia (pęknięcia, rozdarcia lub odsłonięte przewody i element grzejny).
4. Należy natychmiast wyłączyć poduszkę grzewczą i odłączyć ją od prądu w przypadku przegrzania lub użycia zwałonego aromatu.
5. Powinni to sprawdzić pacjenci z poważnymi chorobami serca, wymagającymi rozrusznika serca i kobiety w ciąży z lekarzem przed użyciem
6. Nie stosować u osób nieprzytomnych i wrażliwych na ciepło
7. Nie dokonuj żadnych modyfikacji przycisku przełączającego, przewodów i elementu grzejnego.
8. Nie stosować podczas snu; Podczas użytkowania nie należy umieszczać poduszki grzewczej pod materacem lub kołdrą.
9. Nie używaj przewodu jako uchwytu.
10. Nie przekłuwaj ani nie używaj ostrych przedmiotów do mocowania poduszki grzewczej
11. Nie używaj innego elektronicznego urządzenia grzewczego w połączeniu z poduszką grzewczą
12. Nie chowaj poduszki grzewczej podczas jej używania.
13. Przykrywaj poduszkę grzewczą wyłącznie na ciełe, nie siadaj i nie kładź się na poduszcze grzewczej
14. Podczas użytkowania nie gromadź i nie przykrywaj niczego na poduszcze grzewczej.
15. Nie stosować u dzieci.
16. Odłącz, gdy nie jest używany
17. Nie używaj go, gdy jest mokry.
18. Nie czyścić chemicznie tej poduszki grzewczej. Rozpuszczalniki do czyszczenia na sucho mogą uszkodzić przewody
19. Nie używaj wybielaczy ani płynów czyszczących
20. Nie używaj wyciskarki.
21. Nie prasuj poduszki grzewczej.
22. Nie używaj kulek na mole ani żadnego rodzaju sprayów
23. Nie podłączaj ponownie podgrzanego produktu i nie używaj go do czasu całkowitego wyschnięcia
24. Nie używaj kremu przeciwbólowego w połączeniu z poduszką rozgrzewającą

Funkcjonować

10 poziomów temperatury do regulacji (30C/86F do 70C/158F).

4 poziomy timera do regulacji (45/60/120 minut); Funkcja automatycznego wyłączenia.

Bardzo długi przewód o długości 7 stóp: ułatwia korzystanie z niego w zaciszu łóżka lub ulubionego krzesła

Można prac w palce: wyłączyć podkładkę grzewczą, odłączyć podkładkę grzewczą od gniazdka elektrycznego. Usunąć sterownik i zasilacz. Podkładkę grzewczą można prac w palce, po czym należy ją wcześniej wysuszyć ponowny montaż urządzenia. Nie używaj środków czyszczących ani chemicznych

Przechowywanie: Wyłącz podkładkę grzewczą, wybierz podkładkę grzewczą, przechowuj podkładkę w suchym, bezpiecznym, czystym i chłodnym miejscu po sprzątaniu

Zachowaj opakowanie transportowe na wypadek konieczności serwisowania urządzenia. (Jeśli urządzenie zostanie wysłane bez oryginalnego opakowania, może nastąpić uszkodzenie i unieważnienie gwarancji)

INSTRUKCJA PRZED OBSŁUGĄ

Po wyjęciu urządzenia z opakowania sprawdź, czy nie doszło do uszkodzeń transportowych. Skontaktuj się ze swoim niezwłocznie nadawcą i sprzedawcą, jeśli urządzenie nosi jakiegokolwiek ślady uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z nim.

Zawartość

1 poduszka grzewcza, 1 instrukcja obsługi, 1 kontroler z przewodem zasilającym

Granice odpowiedzialności:


1. Warunki korzystania są bezwarunkowe po ich zaakceptowaniu i nie powodują zmian w regulaminie lub zawiadomienie wymienione w niniejszym dokumencie.
2. Prawidłowe użytkowanie, w tym zapoznanie się ze wszystkimi środkami ostrożności
3. Zakaz używania zabronionego lub niezgodnego z prawem. Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku przez ludzi
4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków, na jakich oferowany jest ten produkt
5. Kupujący przyjmuje na siebie całe ryzyko i odpowiedzialność związaną z użytkowaniem tego produktu. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użycia lub niewłaściwego użycia tego produktu

Dane techniczne:

Nazwa modelu:	Poduszka rozgrzewająca		
Model nr.:	FY-HW1216	FY-HW1224	FY-HW1630
Rozmiar:	30x40 cm	30x60 cm	40*76cm
Moc:	50 watów	75 watów	120 watów

Kontroler

1. Po podłączeniu zasilania wszystkie kontrolki zostaną przeskanowane i przełącz w tryb gotowości
2. Kliknij przycisk zasilania, aby włączyć
3. Kliknij przycisk temperatury, aby dostosować temperaturę poziom 1 do 10 (poziom 1-86F, poziom 2-95F, poziom 3-104F, poziom 4-113F, poziom 5-122F, poziom 6-131F, poziom 7-138F, poziom 8-146F, poziom 9-150F, poziom 10-158F
4. Kliknij przycisk Timing, aby ustawić poziom timera 45/60/120 minut)



反面

Instrukcje pour les tablice chauffantes electric

Merci d'avoir choisi le chauffage. Notre but est de Fournir les meilleurs produits pour ameliorer votre vie C'est un produit electric.Veuillez lire et comprendre les instrukcje ci-dessous avant d'utiliser votre

cousin chauffant.Dans le cas contraire, un choc electrotrigue ou un incendie peut powodowanie uszkodzeń groby korporelskie. Uwaga!

Ryzykowna czekolada elektryczna

Le produit est concu specifiquement pour l'homme

Uwaga: c'est un produit electrotrigue.Rouge toutes les instrukcje przed wykorzystaniem.Dans le cas contraire un choc electrotrigue ou un incendie peut powodowanie uszkodzeń cielesnych grobów

1. Lisez toutes les instrukcje avant d'utiliser ce produit.
2. Zarezerwuj wnętrze.
3. Ne pas utiliser si des dommages widocznych sont pozorów (szczeliny, déchirures ou fils pozors et element thermigue)
4. Doit eteindre instantanement le bloc chauffant et debrancher en cas de surchauffe ou de saveur carbonisee en cours d'utilisation
5. Les patientów cardiaques serieux, ceux qui zależne d'un calebreur et les femmes enceintes devraient weryfikator avec leur medecin avant l'utilisation
6. Ne pas utiliser pour nieswiadomy i rozsądną a la chaleur
7. Ne modifiez pas le bouton, les fils et les elementy chauffants
8. Ne pas utiliser pour dormir; Ne pas mettre la couette chauffante sous un matelas ou un couvre-lit lors de l'utilisation
9. N'utilisez pas le cordon comme poignee.
10. Ne pas ponctionner ou utiliser un objet tranchant pour fixer la tablica chauffante.
11. N'utilisez pas un autre dispositif electronique de chauffage en conjonction avec votre compresse chauffante.
12. Ne pas border le bloc chauffant a l'usage.
13. Couvrez seulement le bloc chauffant de votre corps, ne vous asseyez pas et ne vous allongez pas sur le bloc chauffant
14. Ne pas entasser et couvrir quoi que ce soit sur la tablica chauffante lors de l'utilisation.
15. Ne pas utiliser pour les enfants
16. Debrancher quand il n'est pas use
17. Ne l'utilisez pas quand il est mouille.
18. Ne nettoyez pas ce chauffage. Les solvants de nettoyage a sec peuvent endommager les fils.
19. N'utilisez pas d'eau de javel ou de liquide de nettoyage
20. N'utilisez pas de wringer.
21. Ne repasse pas ta plate chauffante
22. Ne pas utiliser de naphthaline ou de spray d'aucune sorte
23. Ne pas reconnecter le produit chauffe ou l'utiliser jusqu'a ce qu'il soit complete sec
24. N'utilisez pas de creme analgesique en combinaison avec votre bloc chauffant

Funkcja:

10 regulatorów temperatury (30C/86F a 70C/158F)

4 minuty na regulator (45/60/120frappe); Arret automatique

Cordon Extra-Long de 7 pieds: il est plus latwy sposób użycia, który zapewnia wygodę korzystania z samochodu lub preferowany szezlong

Lavable de la Machine: eteignez le bloc chauffant, debranchez le bloc thermigue de la sortie de la paroi

Enlevez le controleur et l' unite d'alimentation. La plate chauffante peut etre lavede a la machine et doit etre seche avant de reassembler l' unite. N'utilisez pas de nettoiyants chimiques
Magazin: eteignez le bloc de chaleur, composez le bloc de chaleur, enteposez le bloc dans un endroit sec, sur, propre et frais apres le nettoyage
Kontynuuj a expedier des emballages pour les utiliser au cas ou votre zjednocz aurait besoin d'etre

entreteneue. (si cette unite est expediee sans l'emballage d'origine, des dommages peuvent se produire et la garantie peut etre annulee). INSTRUKCJE przedoperacyjne
Enlevant l'appareil de la boite d'emballage, verifyez s'il y a des degats au transport. Veuillez skontaktuj się z natychmiastowym odbiorcą opłaty i votre koncesjonariuszem, który zjednoczy się z obecnymi znakami domów do mauvaise manipulation Sommaire:

1 szofer bloku, 1 manuel utilisateur, 1 kontroler avec cordon d'alimentation

Ograniczenia odpowiedzialności:


1. Warunki użytkowania są warunkami, które wymagają akceptacji, bez modyfikacji des warunki ou preavis enumeres dans le obecn dokument.
2. Zastosowanie właściwe, które obejmuje l'examen de toutes les ostrożności de securite
3. Pas d'utilisation interdite ou nielegalnee. Ces produits sont ma na celu unikalność l'usage humain.
4. Nous nous reservons le droit de modifier les Conditions dans lesquelles ce produit est Offert.
5. L'acheteur zakłada, że tous les risgues et toute responsabilite leży w l'utilisation de ce produit. Nous ne sommes pas responsables des dommages powoduje par l'utilisation ou l'abus de ce produit

Dane techniczne:

Nazwy modeli:	Tablica szofera		
Numer model:	FY-HW1216	FY-HW1224	FY-HW1630
ogon:	30x40 cm	30x60 cm	40*76cm
Moc:	50 watów	75 watów	120 watów

kontroler

1. Po podłączeniu zasilania wszystkie kontrolki zostaną przeskanowane i przełącz w tryb gotowości
2. Cliquez sur le bouton d'alimentation O pour l'allumer.
3. Temperatura Cliquez sur le bouton. włącz dostosowując temperaturę Niveau 1 do 10 (niveau 1-86F, niveau 2-95F, niveau 3-104F, Niveau 4-113F, niveau 5-122F, niveau 6-131F, niveau 7-138F, Niveau 8-146F, niveau 9-150F, niveau 10-158F).
4. Cliquez sur le bouton minutur pour ajuster le niveau de minuteur (45/60/120 miętówek).



Instruktioner för elektrisk värmedyna

Tack för att du valde värmedynan. Vårt mål är att tillhandahålla de bästa produkterna för att förbättra ditt liv. Detta är en elektrisk produkt. Se till att du läser och förstår instruktionerna nedan innan du använder din värmedyna. Underlåtenhet att göra det kan leda till elektriska stötar eller brand som orsakar allvarliga kroppsskador.

VARNING!

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Produkten är designad speciellt för människor.

VARNING! Detta är en elektrisk produkt. Vänligen röda alla riktningar före användning. Underlåtenhet att göra det kan resultera i elektriska stötar eller brand som orsakar allvarliga kroppsskador.

1. Läs alla instruktioner innan du använder denna produkt.
2. Endast för inomhusbruk
3. Använd inte om några synliga skador är uppenbara (sprickor, revor eller blottade ledningar och värmeelement)
4. Måste omedelbart stänga av värmedynan och dra ur kontakten när den överhettas eller förkollnade smaken används.
5. Allvarliga hjärtpatienter, de som är beroende av en pacemaker och gravida bör kolla med sin läkare före användning
6. Använd inte för medvetlösa och känsliga för värme människor
7. Gör inga ändringar på strömbrytarens knapp, kablar och värmeelement.
8. Använd inte i sömnen; Lägg inte värmedynan under i madrass eller täcke vid användning.
- 9.Använd inte sladd som handtag.
10. Punktera inte eller använd inga vassa föremål för att fästa värmedynan
11. Använd inte någon annan elektronisk värmeenhet tillsammans med din värmedyna
12. Stoppa inte in värmedynan vid användning.
13. Täck endast värmedynan på din kroppsanvändning, sitt inte och ligg på värmedynan
14. Koppla och täck inte över något på värmedynan vid användning.
15. Använd inte för barn.
16. Dra ur kontakten när den inte används
- 17.Använd den inte när den är blöt.
- 18.Kemtvätt inte denna värmedyna. Lösningsmedel för kemtvätt kan skada ledningarna
- 19.Använd inte blekmedel eller rengöringsvätskor
20. Använd inte en vridare.
21. Stryk inte din värmedyna.
22. Använd inte malkulor eller sprayer av något slag
- 23.Anslut inte den uppvärmda produkten eller använd den förrän den är helt torr
- 24.Använd inte smärtstillande kräm i kombination med din värmedyna

Fungera:

- 10 temperaturnivåer att justera (30C/86F till 70C/158F).
- 4 timernivåer att justera (45/60/120 min.); Automatisk avstängningsfunktion.
- 7-fots extra lång sladd: Gör det lättare att använda från bekvämligheten av din säng eller favoritstol

Maskintvättbar: Stäng av värmedynan, Koppla bort värmedynan från vägguttaget. Ta bort styrenhet och kraftenhet. Värmedyna kan tvättas i maskin och måste vara torr innan återmontering av enheten. Använd inte rengöringsmedel av kemikalier
Förvaring: Stäng av värmedynan, slå ut värmedynan, förvara dynan på en torr, säker, ren och sval plats efter städning
Behåll fraktförpackningen för användning i händelse av att din enhet behöver service. (Om denna enhet skickas utan originalförpackningen kan skada uppstå och göra garantin ogiltig)

FÖRE DRIFTINSTRUKTIONER

När du tar bort enheten från förpackningen, kontrollera om det finns några fraktskador. Kontakta din avsändare och återförsäljare omedelbart om enheten bär några tecken på skada från felaktig hantering.

Innehåll:


- 1 värmedyna, 1 användarmanual, 1 kontroller med nätsladd
- Ansvarsbegränsningar:
 - 1. Användarvillkoren är ovillkorliga efter ditt godkännande, utan ändringar av villkoren eller meddelande som anges här.
 - 2. Korrekt användning inklusive genomgång av alla säkerhetsåtgärder
 - 3. Ingen förbjuden eller olaglig användning. Produkterna är endast avsedda för människor
 - 4.Vår förbehåller sig rätten att ändra villkoren under vilka denna produkt erbjuds
 - 5.Köparen tar på sig alla risker och ansvar från användningen av denna produkt.Vår är inte ansvarig för några skador som härrör från användning eller felaktig användning av denna produkt

Specifikationer:

Modellnamn:	Värmedyna		
Modell nr.:	FY-HW1216	FY-HW1224	FY-HW1630
Storlek:	30x40cm	30x60 cm	40*76 cm
Kraft:	50 watt	75 watt	120 watt

Kontroller

1. När strömmen är ansluten skannas alla indikatorlampor och sätt i standbyläge
- 2.Klicka på strömknappen för att slå på.
- 3.Klicka på temperaturknappen för att justera temperaturen från nivå 1 till 10(nivå1-86F,nivå2-95F,nivå3-104F, level4-113F,level5-122F,level6-131F,level7-138F nivå 8-146F, nivå 9-150F, nivå 10-158F
- 4.Klicka på Timing-knappen för att justera timernivån45/60/120mins)



Instruktioner pour les plaques chauffantes electriques

Merci d'avoir choisi le chauffage.Notre men est de fournir les meilleurs produits pour ameliorer votre vie C'est un produit electrique.Veuillez lire et comprendre les instructions ci-dessous avant d'utiliser votre

coussin chauffant.Dans le cas contraire,un choc electrique ou un incendie peut causer des lesions

corporelles gravar.

Uppmärksamhet!

Risque de choc electrique

Le produit est concu specifiquement pour l'homme

Observera: c'est un produit electrique.Rouge toutes les instructions avant utilisation.Dans le cas contraire un choc electrique ou un incendie peut causer des lesions corporelles graves

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
2. Reservera en l'intérieur.
- 3.Ne pas utiliser si des dommages visibles sont apparents (fissurer, déchirures ou fils apparents et element thermigue)
- 4.Doit eteindre instantanement le bloc chauffant et debrancher en cas de surchauffe eller de saveur carbonisee en cours d'utilisation
5. Les patienter cardiaques serieux, ceux qui dependent d'un calebreur et les femmes enceintes devraient verifier avec leur medecin avant l'användning
- 6.Ne pas utiliser pour inconscient et sensible a la chaleur
- 7.Ne modifiez pas le bouton, les fils et les elements chauffants
- 8.Ne pas utiliser pour dormir;Ne pas mettre la couette chauffante sous un matelas ou un couvre-lit lors de l'utilisation
9. N'utilisez pas le cordon comme poignee.
10. Ne pas ponctionner ou utiliser un objet tranchant pour fixer la plaque chauffante.
- 11.N'utilisez pas un autre dispositif electronique de chauffage en conjonction avec votre compresse chauffante.
12. Ne pas border le bloc chauffant a l'usage.
- 13.Couvrez seulement le bloc chauffant de votre corps,ne vous asseyez pas et ne vous allongez pas sur le bloc chauffant
14. Ne pas entasser et couvrir quoi que ce soit sur la plaque chauffante lors de l'utilisation.
- 15.Ne pas utiliser pour les enfants
- 16.Debrancher quand il n'est pas use
17. Ne l'utilisez pas quand il est mouille.
18. Ne nettoyez pas ce chauffage.Les solvants de nettoyage a sec peuvent endommager les fils.
19. N'utilisez pas d'eau de javel ou de liquide de nettoyage
20. N'utilisez pas de wringer.
- 21.Ne repasse pas ta plaque
- 22.Ne pas utiliser de naptaline ou de spray d'aucune sorte
- 23.Ne pas reconnector le produit chauffe ou l'utiliser jusqu'a ce qu'il soit komplettering sec
24. N'utilisez pas de creme analgesigue en combinaison avec votre block chauffant

Funktion:

- 10 temperaturer ajuster (30C/86F till 70C/158F)
- 4 minuter en ajuster (45/60/120frappe); Arret automatique
- Cordon Extra-Long de 7 pieds:il est plus facile a utiliser depuis le confort de votre lit eller de votre schäslong preferee

Lavable de la Machine:eteignez le bloc chauffant, debranchez le bloc thermigue de la sortie de la paroi

Enlevez le controleur et l' unite d'alimentation.La plaque chauffante peut etre lavee a la machine et doit

etre seche avant de reassembler l' unite.N'utilisez pas de nettoiyants chimiques

Lager: eteignez le bloc de chaleur, composez le bloc de chaleur, entreposez le bloc dans un e

ndroit sec,sur,propre et frais apres le nettoyage

Fortsätt en expedier des emballages pour les utiliser au cas ou votre förena aurait besoin d'etre

entreteneue.(si cette unite est expediee sans l'emballage d'origine, des dommages peuvent se produire et la garantie peut etre annulee). INSTRUKTIONER föroperatorior En enlevant l'appareil de la boite d'emballage,verifiez s'il y a des degats au transport.Veuillez contacter immediatement votre chargeur et votre concessionnaire si l' unite presente des signes de dommages dus a une mauvaise manipulation Sommaire: 1 block chauffant, 1 manuel utilisateur, 1 kontrollör med cordon d'alimentation

Ansvarsbegränsningar:


- 1.Les conditions d'utilisation sont inconditionnelles a condition que vous acceptiez, sans modification des villkor ou preavis enumeres dans le nuvarande dokument.
2. Utilisation appropriée, y compris l'examen de toutes les precautions de securite
3. Pas d'utilisation interdite ou illegale.Ces produits sont destines a l'usage human uniquement.
4. Nous nous reservons le droit de modifier les villkor dans lesquelles ce produit est offert.
5. L'acheteur antar tous les risgues et toute responsabilite ligger en l'utilisation de ce produit.Nous ne sommes pas responsables des dommages orsakar par l'utilisation ou l'abus de ce produit

Specifikationer:

Namn du model:	Plaque chauffante		
Modell nr.:	FY-HW1216	FY-HW1224	FY-HW1630
Taille:	30x40cm	30x60 cm	40*76 cm
Kraft:	50 watt	75 watt	120 watt

kontrollör

1. När strömmen är ansluten skannas alla indikatorlampor och sätt i standbyläge
2. Cliquez sur le bouton d'alimentation O pour l'allumer.
3. Cliquez på temperaturen för bouton . håll ajuster la temperature Nivå 1 till 10(nivå 1-86Fnivå 2-95Fnivå 3-104F Nivå 4-113F, nivå 5-122F, nivå 6-131F. Nivå 7-138F Nivå 8-146F, nivå 9-150F, nivå 10-158F).
4. Klicka på le bouton minuteur pour ajuster le niveau de minuteur (45/60/120mins).



正面

Instructies voor elektrische verwarmingsmatrassen

Bedankt dat u voor het verwarmingsmatras heeft gekozen. Ons doel is om de beste producten te leveren die uw leven verbeteren. Dit is een elektrisch product. Zorg ervoor dat u de onderstaande instructies leest en begrijpt voordat u uw verwarmingsmatras gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een elektrische schok of brand, met ernstig lichamelijk letsel tot gevolg.

WAARSCHUWING!

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK

Het product is speciaal ontworpen voor mensen.

WAARSCHUWING! Dit is een elektrisch product. Lees vóór gebruik alle aanwijzingen door. Als u dit niet doet, kan dit gebeuren resulteren in een elektrische schok of brand met ernstig lichamelijk letsel tot gevolg.

1. Lees alle instructies voordat u dit product gebruikt.
2. Alleen voor gebruik binnenshuis
3. Niet gebruiken als er zichtbare schade zichtbaar is (scheuren, scheuren of blootliggende draden en hitte-element)
4. Moet het verwarmingskussen onmiddellijk uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen als het oververhit raakt of als de smaak verkoold is.
5. Ernstige hartpatiënten, patiënten die afhankelijk zijn van een pacemaker en zwangere vrouwen moeten dit controleren met hun arts vóór gebruik
6. Niet gebruiken voor bewusteloze en hittegevoelige mensen
7. Breng geen wijzigingen aan aan de schakelknop, draden en verwarmingselement.
8. Niet gebruiken tijdens het slapen; Plaats het verwarmingskussen tijdens gebruik niet onder een matras of dekbed.
9. Gebruik het snoer niet als handvat.
10. Maak geen gaten in het verwarmingskussen en gebruik geen scherpe voorwerpen om het verwarmingskussen vast te zetten
11. Gebruik geen ander elektronisch verwarmingsapparaat in combinatie met uw verwarmingskussen
12. Stop het verwarmingskussen niet in tijdens gebruik.
13. Bedek het verwarmingskussen alleen op uw lichaam, ga niet op het verwarmingskussen zitten en liggen
14. Plaats tijdens gebruik niets op het verwarmingskussen en bedek het niet.
- 15.Niet gebruiken voor kinderen.
16. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is
- 17.Gebruik het niet als het nat is.
18. Maak dit verwarmingskussen niet chemisch schoon. Stomerijoplosmiddelen kunnen de draden beschadigen
- 19.Gebruik geen bleekmiddel of schoonmaakmiddelen
20. Gebruik geen wringer.
21. Strijk uw verwarmingskussen niet.
22. Gebruik geen mottenballen of sprays van welke aard dan ook
23. Sluit het verwarmde product niet opnieuw aan en gebruik het niet voordat het volledig droog is
- 24.Gebruik geen pijnstillende crème in combinatie met uw verwarmingskussen

Functie:

10 temperatuurniveaus om aan te passen (30C/86F tot 70C/158F).

4 timerniveaus om aan te passen (45/60/120 minuten); Automatische uitschakelfunctie.

Extra lang snoer van 2 meter: maakt het gemakkelijker te gebruiken vanuit het comfort van uw bed of favoriete stoel

Machinewasbaar: schakel het verwarmingskussen uit, haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder de controller en voedingseenheid. Het verwarmingskussen kan in de machine worden gewassen en moet eerst droog zijn het opnieuw in elkaar zetten van de eenheid. Gebruik geen schoonmaakmiddelen voor chemicaliën

Opslag: schakel het warmtekussen uit, draai het warmtekussen uit, bewaar het kussen op een droge, veilige, schone en koele plaats het opruimen

Bewaar de verpakking voor gebruik in het geval dat uw apparaat onderhoud nodig heeft. (Als dit apparaat zonder de originele verpakking wordt verzonden, kan er schade optreden en vervalt de garantie)

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK

Wanneer u het apparaat uit de verpakking haalt, controleer dan of er transportschade is. Neem contact op met uw leverancier vervoerder en dealer onmiddellijk als het apparaat enig teken van schade vertoont als gevolg van verkeerd gebruik.

Inhoud:

1 verwarmingskussen, 1 gebruikershandleiding, 1 controller met netsnoer

Beperkingen van aansprakelijkheid:


1. De gebruiksvoorwaarden zijn onvoorwaardelijk na uw aanvaarding, zonder wijzigingen in de algemene voorwaarden of kennisgeving die hierin wordt vermeld.
2. Correct gebruik, inclusief het beoordelen van alle veiligheidsmaatregelen
3. Geen verboden of onrechtmatig gebruik. De producten zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door mensen
- 4.Our behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder dit product wordt aangeboden te wijzigen
5. De koper aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheid die voortvloeien uit het gebruik van dit product. Onze koper is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit gebruik of misbruik van dit product

Specificaties:

Modelnaam:	Verwarmingskussen		
Modelnr.:	FY-HW1216	FY-HW1224	FY-HW1630
Maat:	30x40cm	30x60cm	40*76cm
Stroom:	50Watt	75Watt	120Watt

controleur

1. Nadat de stroom is aangesloten, worden alle indicatielampjes gescand en in de standby-modus zetten
- 2.Klik op de aan/uit-knop om in te schakelen.
- 3.Klik op de temperatuurknop om de temperatuur aan te passen
niveau 1 tot 10 (niveau 1-86F, niveau 2-95F, niveau 3-104F, niveau4-113F,niveau5-122F,niveau6-131F,niveau7-138F niveau 8-146F, niveau 9-150F, niveau 10-158F
4. Klik op de knop Timing om het timerniveau (45/60/120 minuten) aan te passen



反面

Instructies voor het elektrisch chaufferen van plaques

Merci d'avoir choisi le chauffage. Notre but est de fournir les meilleurs produits pour ameliorer votre vie C'est a produit electrique.Veuillez lire and comprendre les instructies ci-dessous avant d'utiliser votre

neef chauffant. Als het tegendeel is, kan een elektrische stroom of een brand de oorzaak van laesies zijn corporelles graven.

Aandacht!

Risque de choc electrisch

Het product is een specificatie voor mijn homme

Let op: c'est un produit electrique.Rouge toutes les instruction avant utilisation.Dans le cas contraire

Een elektrische stroom of een brand kan de verwondingen van lichaamsgraven veroorzaken

- 1.Lisez prijs de instructies aan voor het gebruik van het product.
- 2.Reserveer een l'intérieur.
3. Gebruik geen zichtbare delen van zichtbare plekken (scheuren, scheuren of zichtbare plekken en thermische elementen)
4. Doe het blok onmiddellijk op en verwijder het als u de brandstof opslaat of opslaat tijdens het gebruik
5. Hartpatiënten die afhankelijk zijn van een calebreur en les femmes devraient verifier met uw medicijn avant l'gebruik
6. Gebruik geen gewetensvol en verstandig a la chaleur
7. Wijzig de bouton, de bestanden en de elementen niet
8. Gebruik geen slaapzaal; Pas als u een slaapkamer of een verlichte slaapkamer gebruikt
9. Maak geen gebruik van het cordon als poignee.
10. Gebruik nooit een voorwerp om de plaqueette te repareren.
11. Maak geen gebruik van een andere beschikbare elektronische verbinding met uw compressie-compressor
12. Ne pas border le bloc chauffant a l'usage.
13. Als u het blokbestuurder van uw corps bent, zult u nooit een lange tijd op het blokbestuurder moeten letten
14. Het is niet nodig dat u de plaqueette gebruikt die het gebruik ervan veroorzaakt.
15. Gebruik het apparaat niet voor kinderen
16. Verwijder de takken als u ze niet gebruikt
17. Ik gebruik pas wat het is.
18. De netto oplosmiddelen kunnen slechts een paar seconden worden verwijderd.
19. Gebruik geen javel- of netto-vloeistofvloeistof
20. Gebruik de wringer niet.
21. Plaats de plaqueette opnieuw
22. Gebruik geen naftaline of spuitspray
23. Pas het product opnieuw aan of gebruik het pas als het klaar is
24. Gebruik uw pijnstillende crème niet in combinatie met uw blokverzachter

Functie:

10 temperatuurregelaar (30C/86F tot 70C/158F)

4 minuten per afsteller (45/60/120frappe); Arret automatique

Cordon Extra-Long de 7 pieds: dit is plus een gemakkelijk gebruik van het comfort van uw verlichte of uw favoriete chaise longue

Lavable de la Machine: het blok chauffant verwijderen, het blok thermigue de la sortie de la paroi verwijderen

Controleer de controleur en de eenheid van het voedsel. De plaqueette kan de machine en de machine wassen

Er is een vooruitzicht op het opnieuw in elkaar zetten van de unit.N'utilisez pas de nettoyants chimiques Stockage: eteignez le bloc de chaleur, composez le bloc de chaleur, entreposez le bloc dans un e

ndroit sec,sur,propre en frais après le nettoyage

Ga door met het verenigen van emballages voor het gebruik van uw huis of uw eenheid

entreteneue.(si cette unite est expediee sans l'emballage d'origine, des dommages peuvent se produire et la garantie peut etre annulee). INSTRUCTIES preoperatoires Als u het emballage-apparaat ziet, controleer dan of u de transportkosten heeft betaald. Neem onmiddellijk contact op met uw kosten en uw concessie als u de handtekeningen van dommages presenteert met een mauvage manipulatie Sommaire: 1 blok chauffeur, 1 manuel utilisateur, 1 controleur met cordon d'alimentation

Beperkingen van de verantwoordelijkheid:

1. De gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan een voorwaarde die u accepteert, zonder wijziging de voorwaarden of vooraf worden opgesomd in het huidige document.
 2. Geschikt gebruik, en omvat het examen voor alle voorzorgsmaatregelen
 3. Gebruik van illegale producten is bestemd voor een menselijk uniek gebruik.
 4. U kunt de voorwaarden voor het wijzigen van de voorwaarden in het productaanbod wijzigen.
 5. Het aannemen van de risico's en de grote verantwoordelijkheid ligt in het gebruik van het product.
- sommige zijn verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door het gebruik of misbruik van het product

Specificaties:

Naam van het model:	Plaqueette chauffante		
Aantal modellen:	FY-HW1216	FY-HW1224	FY-HW1630
Taille:	30x40cm	30x60cm	40*76cm
Stroom:	50Watt	75Watt	120Watt

controleur

1. Nadat de stroom is aangesloten, worden alle indicatielampjes gescand en in de standby-modus zetten
2. Klik op het voedingssupplement O pour l'allumer.
3. Klik op de boutontemperatuur. giet de temperatuurregelaar
Niveau 1 tot 10(niveau 1-86Fniveau 2-95Fniveau 3-104F Niveau 4-113F, niveau 5-122F, niveau 6-131F.niveau 7-138F Niveau 8-146F, niveau 9-150F, niveau 10-158F).
4. Klik op de minuutknop om het minuutniveau aan te passen (45/60/120 muntjes).

